

## ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

### I. INTRODUZIONE

“CLEARFIL SE BOND 2” [Bottle] è un adesivo bicomponente, automordenzante e fotopolimerizzabile, inteso per uso universale, per restauri sia diretti, sia indiretti. Il PRIMER permette il trattamento simultaneo di dentina e smalto con un solo liquido. Il prodotto viene attivato da un meccanismo di polimerizzazione duale quando il BOND viene miscelato con CLEARFIL DC Activator. Ciò consente di utilizzarlo con composti da restauro, con cementi o con materiali per la ricostruzione di monconi a polimerizzazione duale o autopolimerizzabili.

### II. INDICAZIONI

“CLEARFIL SE BOND 2” [Bottle] è indicato per i seguenti usi:

- Restauri diretti usando resina composita fotopolimerizzabile
- Sigillo di cavità (pretrattamento per restauri indiretti)
- Trattamento di superfici radicolari esposte
- Trattamento dei denti ipersensibili
- Riparazione intraorale di restauri fratturati
- Cementazione di perni usando una resina composita a polimerizzazione duale o autopolimerizzabile
- Ricostruzione di monconi con l’uso di un materiale fotopolimerizzabile, a polimerizzazione duale o autopolimerizzabile per monconi
- Cementazione di inlay, onlay, corone, ponti e rivestimenti usando un cemento in resina composita

### III. CONTROINDICAZIONI

Pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati

### IV. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

La mucosa orale potrebbe diventare biancastra a contatto con il prodotto a causa della coagulazione della proteina. Si tratta di un fenomeno temporaneo che solitamente sparisce in pochi giorni. Istruire i pazienti affinché evitino di irritare l’area interessata quando spazzolano i denti.

### V. INCOMPATIBILITÀ

- Non usare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa o la sigillatura temporanea in quanto l'eugenolo potrebbe ritardare il processo di polimerizzazione.
- Non usare emostatici contenenti composti ferrosi, poiché questi materiali possono compromettere l’adesione e causare una discromia del margine dentale o della gengiva circostante, a causa degli ioni ferrosi residui.
- Quando si utilizzano emostatici con cloruro di alluminio, ridurre al minimo la quantità usata e prestare attenzione ad evitare il contatto con la superficie aderente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe indebolire la forza adesiva alla struttura dentale.

### VI. PRECAUZIONI

#### 1. Precauzioni di sicurezza

- Questo prodotto contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche. Evitare l'uso del prodotto su pazienti con allergie conclamate ai monomeri di metacrilato o a qualsiasi altro componente.
- Se il paziente presenta una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, eczema, infiammazione, ulcerazione, gonfiore, prurito o insensibilità interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi. Prima di utilizzare il prodotto, coprire gli occhi del paziente con un panno e proteggere gli occhi del paziente contro eventuali schizzi di materiale.
- Se il prodotto viene a contatto con i tessuti del corpo umano, adottare le seguenti misure:

<Se il prodotto entra negli occhi>

Lavare immediatamente l'occhio con abbondante acqua e consultare un medico.

<Se il prodotto entra in contatto con la pelle o le mucose orali>

Rimuovere immediatamente il materiale utilizzando un tampone di cotone o garza inumiditi con alcol, quindi lavare con abbondante acqua.
- Prestare la massima attenzione affinché il paziente non rischi di ingoiare accidentalmente il prodotto.
- Durante la polimerizzazione del prodotto, evitare di guardare direttamente la luce di polimerizzazione.
- Non utilizzare lo stesso prodotto erogato su un contenitore del piattino di miscelazione e lo stesso pennello applicatore per pazienti diversi, per evitare una contaminazione incrociata. Il pennello applicatore è monouso. Gettare il pennello applicatore dopo l'uso.
- Indossare quanti o prendere appropriate misure protettive per evitare l'insorgere di ipersensibilità che potrebbe derivare dal contatto con i monomeri metacrilati o altri componenti.

#### 2. Precauzioni d'uso e di manipolazione

- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli elencati nelle [II.INDICAZIONI].
- L'utilizzo del prodotto è riservato esclusivamente a professionisti del settore.
- Utilizzare un agente per l'incappucciamento in una cavità prossima alla polpa o in caso di esposizione accidentale della polpa.
- Per evitare una bassa prestazione e una scarsa lavorabilità, rispettare i tempi indicati per la fotopolimerizzazione e gli altri requisiti d'uso.
- Pulire adeguatamente la cavità per evitare un'adesione insufficiente. Se la superficie di adesione è contaminata da saliva o sangue, lavarla a fondo e asciugarla prima della procedura adesiva.
- Usare la piastra di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 3 minuti dalla sua erogazione. PRIMER e BOND si trasformano in gel se lasciati sotto la luce operativa o sotto la luce naturale (luce del sole dalle finestre).
- PRIMER si applica sulla superficie di adesione e va lasciato in posa per 20 secondi. Allontanare la luce operativa dalla bocca o spegnere la lampada per evitare che il PRIMER e il BOND applicati siano esposti alla luce operativa (il BOND può gelificare se lasciato sotto la luce).
- Asciugare in misura sufficiente, soffiando aria tiepida per 20 secondi dopo il trattamento con PRIMER.
- Non sciacquare dopo l'applicazione del PRIMER.
- Non usare BOND in combinazione con altri adesivi, ad eccezione di CLEARFIL DC Activator.
- Non usare PRIMER in combinazione con altri adesivi e silani, ad eccezione di CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR.
- Quando si usa con CLEARFIL DC Activator, usare la piastra fotobloccante per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 90 secondi dalla sua erogazione.
- CLEARFIL DC Activator contiene etanolo. Asciugare l'intera superficie di adesione in modo sufficiente, soffiando aria tiepida per più di 5 secondi fino a quando la miscela non si muove. Regolare la pressione dell'aria in base alla forma e alle dimensioni della cavità e della protesì. Utilizzare un aspiratore per evitare di spargere il liquido dell'adesivo.
- Se la superficie trattata viene contaminata, lavare con acqua, asciugare o pulire con alcool e ripetere il trattamento con questo prodotto.

【Unità di fotopolimerizzazione】

- Una bassa intensità luminosa causa una scarsa adesione. Verificare la durata utile della lampadina ed esaminare la punta guida dell'unità di fotopolimerizzazione dentale per evitare eventuali tracce di contaminazione. Si consiglia di controllare regolarmente l'intensità della luce di polimerizzazione dentale utilizzando un appropriato dispositivo di valutazione.
- La punta ad emissione luminosa dell'unità di fotopolimerizzazione deve essere tenuta il più vicino e il più verticale possibile rispetto alla superficie in resina. Se deve essere trattata con irradiazione luminosa una grande superficie in resina, si consiglia di suddividere l'area in diverse sezioni, da trattare ciascuna separatamente.

【Dispenser】

- Non schiacciare i punti di pressione mentre si toglie il tappo.
- Durante l'erogazione di PRIMER e BOND, tenere il dispenser in posizione verticale.
- Non riporre la confezione a testa in giù.

#### 3. Precauzioni di conservazione

- Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Il prodotto deve essere conservato in frigorifero (2-8° C/ 36 -46° F) se non utilizzato, e deve essere portato a temperatura ambiente per 15 minuti prima dell'uso. Dopo averlo tolto dal frigorifero, il prodotto deve essere lasciato riposare fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
- Richiedere bene il contenitore dopo l'uso.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano dal calore estremo o dalla luce diretta del sole.
- Il prodotto deve essere conservato in un luogo idoneo, cui abbiano accesso esclusivamente professionisti del settore.

### VII. CONTENUTO

Contenuti e quantità sono elencati all'esterno della confezione.

- PRIMER
  - Componenti principali:
  - 10-Metacrililossidecil-fosfato diidrogenato
  - 2-Idrossietile metacrilato
  - Dimetacrilato idrofilo alifatico
  - dl-Canforochinone
  - Acqua

- BOND
  - Componenti principali:
  - 10-Metacrililossidecil-fosfato diidrogenato
  - Bisfenolo A diglicidilmetacrilato
  - 2-Idrossietile metacrilato
  - Dimetacrilato alifatico idrofobico
  - dl-Canforochinone
  - Attivatori
  - Acceleratori
  - Silice colloidale silanizzata

- Accessori

- Applicator brush (fine <silver>) (Pennello applicatore <softile argento>)
- Mixing dish (Scodellina di miscelazione)
- Light blocking plate (Piastra fotobloccante)
- Outer case (Dispenser)

### VIII. PROCEDURE CLINICHE

#### A. Procedura standard I

- Restauri diretti usando resina composita fotopolimerizzabile
- Sigillo di cavità (pretrattamento per restauri indiretti)
- Trattamento di superfici radicolari esposte
- Trattamento dei denti ipersensibili

#### A-1. Isolamento e controllo dell’umidità

Al fine di ottenere risultati ottimali, evitare la contaminazione della zona da trattare con saliva o sangue. Si raccomanda l'impiego della diga di gomma per mantenere il dente pulito e asciutto.

#### A-2. Preparazione della cavità

Rimuovere la dentina cariata e preparare la cavità nella maniera consueta.

#### A-3. Protezione della polpa

Ogni area esposta della polpa o nei pressi della polpa può essere coperta con un materiale a base di idrossido di calcio. Non sono necessari rivestimenti o basi in cemento. Non utilizzare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa.

#### A-4. Mordenzatura con acido su smalto

Se è presente una superficie aderente con smalto non tagliato, applicare gel mordenzante di acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sullo smalto non tagliato, lasciarlo agire per 10 secondi, lavare con acqua e quindi asciugare. Se si preferisce una mordenzatura con acido sullo smalto tagliato, è facoltativo applicare un gel mordenzante di acido fosforico sullo smalto tagliato nella stessa maniera sopra descritta.

#### A-5. Applicazione di PRIMER

- Erogare la quantità necessaria di PRIMER nel contenitore del piattino di miscelazione subito prima dell'applicazione.

【ATTENZIONE】

Usare la piastra di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 3 minuti dalla sua erogazione.
- Applicare il PRIMER sull'intera parete della cavità con un pennello applicatore. Lasciare agire per 20 secondi. Evitare che saliva o essudato entrino in contatto con le superfici trattate.
- Asciugare in modo sufficiente l'intera parete delle cavità soffiando aria tiepida per più di 5 secondi, fino a quando il PRIMER non si muove. Utilizzare un aspiratore per evitare di spargere PRIMER.

【ATTENZIONE】

Non sciacquare dopo l'applicazione del PRIMER.

#### A-6. Applicazione di BOND

- Erogare la quantità necessaria di BOND nel contenitore del piattino di miscelazione subito prima dell'applicazione.

【ATTENZIONE】

Usare la piastra di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 3 minuti dalla sua erogazione.
- Applicare il BOND sull'intera parete della cavità con il pennello applicatore. Evitare che saliva o essudato entrino in contatto con le superfici trattate.
- Creare un film legante uniforme mediante un getto d'aria delicato.
- Fotopolimerizzare il BOND con un'unità di polimerizzazione (si veda la tabella “Unità e tempo di polimerizzazione”).

Tabella: unità e tempo di polimerizzazione			
Tipo	Fonte luminosa	Intensità luminosa	Tempo di fotopolimerizzazione
Alogena	Lampada alogena	Superiore a 400 mW/cm <sup>2</sup>	10 secondi
LED	LED blu*	800 – 1400 mW/cm <sup>2</sup>	10 secondi
		Superiore a 1500 mW/cm <sup>2</sup>	5 secondi

L'intervallo effettivo di lunghezza d'onda di ogni unità di polimerizzazione deve essere 400 - 515 nm.

\* Picco dello spettro d'emissione: 450 - 480 nm

- A-7. Applicazione della resina restaurativa composita o trattamento dei denti ipersensibili**
- A-7a. Restauri diretti usando resina composita fotopolimerizzabile**
- Applicare la resina composita (ad esempio CLEARFIL MAJESTY ES-2, CLEARFIL MAJESTY ES Flow) nella cavità, fotopolimerizzare, rifinire e lucidare in base alle istruzioni del produttore.
- A-7b. Sigillatura della cavità e trattamento di superfici radicali esposte**
- Applicare un sottile rivestimento di resine composite (ad esempio CLEARFIL MAJESTY ES Flow) sul dente e procedere con la fotopolimerizzazione, in base alle istruzioni del produttore. Rimuovere la resina non polimerizzata con un batuffolo di cotone inumidito con alcol.
- A-7c. Trattamento dei denti ipersensibili**
- Rimuovere lo strato non polimerizzato di BOND con un tampone di cotone o con una garza imbevuta di alcol.

#### B. Procedura standard II

[5] Riparazione intraorale di restauri fratturati

#### B-1. Preparazione di superfici di adesione

Irruvidire le superfici di adesione utilizzando una punta in diamante e collocare un bisello sull'area marginale.

#### B-2. Trattamento all'acido fosforico di superfici di adesione

Applicare acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sulla superficie di adesione (incluso lo smalto, se presente). Lasciare agire per 5 secondi, sciacquare e asciugare.

#### B-3. Metalli preziosi

Quando si usa metallo prezioso, applicare un primer per il metallo (ad esempio ALLOY PRIMER) in base alle istruzioni del produttore.

#### B-4. Silanizzazione

- Erogare una goccia di PRIMER e una di CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR nel contenitore del piattino di miscelazione e miscelare.

【NOTA】

PRIMER e PORCELAIN BOND ACTIVATOR devono essere miscelati immediatamente prima dell'applicazione.

【ATTENZIONE】

Usare la piastra di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 3 minuti dalla sua erogazione.
- Applicare la miscela sulla superficie di adesione con un pennello applicatore.
- Lasciar agire per 5 secondi, facendo attenzione a non contaminare con saliva o altri essudati la superficie trattata. Se la superficie di adesione si estende fino al dente, lasciar agire la miscela per 20 secondi.
- Asciugare in modo sufficiente l'intera parete delle cavità soffiando aria tiepida per più di 5 secondi, fino a quando la miscela non si muove. Utilizzare un aspiratore per evitare di spargere il liquido.

【ATTENZIONE】

Non lavare la superficie.

#### B-5. Bonding

Applicare il BOND sull'intera superficie di adesione e fotopolimerizzare. Fare riferimento alla sezione A-6.

#### B-6. Collocazione della resina restaurativa composita

Applicare la resina composita (ad esempio CLEARFIL MAJESTY ES-2) nella cavità, fotopolimerizzare, rifinire e lucidare in base alle istruzioni del produttore.

【NOTA】

Usare una resina opaca (ad esempio CLEARFIL ST OPAQUER) per mascherare il colore del metallo.

#### C. Procedura standard III

[6] Cementazione di perni usando una resina composita a polimerizzazione duale o autopolimerizzabile.

#### C-1. Isolamento e controllo dell’umidità

Al fine di ottenere risultati ottimali, evitare la contaminazione della zona da trattare con saliva o sangue. Si raccomanda l'impiego della diga di gomma per mantenere il dente pulito e asciutto.

#### C-2. Preparazione del canale radicolare

Preparare e pulire l'apertura del canale radicolare in base alla solita procedura.

#### C-3. Preparazione del perno

- Per i perni in fibra di vetro
- Trattamento all'acido fosforico
    - Applicare acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sulla superficie del perno. Lasciare agire per 5 secondi, sciacquare e asciugare.
  - Trattamento della superficie del perno
    - Applicare la miscela di PRIMER e CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Fare riferimento alla sezione B-4.

【ATTENZIONE】

      - Non sabbiare i perni in fibra di vetro con polvere di allumina per evitare di danneggiare i perni stessi.
      - Durante il pretrattamento e fino alla ricostruzione del moncone finale, evitare qualsiasi contaminazione delle superfici da trattare.

Per i perni in metallo

- Preparazione della superficie
  - Irruvidire la superficie del perno secondo necessità, in base alle istruzioni del produttore.
- Trattamento della superficie
  - Applicare il PRIMER sulla superficie del perno e lasciare agire per 5 secondi. Asciugare accuratamente l'intera superficie del perno, soffiando aria tiepida per più di 5 secondi fino a quando il liquido non si muove.

#### C-4. Applicazione di PRIMER

- Erogare la quantità necessaria di PRIMER nel contenitore del piattino di miscelazione subito prima dell'applicazione.

【ATTENZIONE】

Usare la piastra di protezione contro la luce per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 3 minuti dalla sua erogazione.
- Applicare il PRIMER sull'intera parete della cavità con un pennello applicatore. Lasciare agire per 20 secondi. Evitare che saliva o essudato entrino in contatto con le superfici trattate.
- Asciugare in modo sufficiente l'intera parete delle cavità soffiando aria tiepida per più di 5 secondi, fino a quando il PRIMER non si muove. Utilizzare un aspiratore per evitare di spargere PRIMER.

【ATTENZIONE】

  - Non sciacquare dopo l'applicazione del PRIMER.
  - Rimuovere il PRIMER in eccesso con una punta di carta inserita nel canale radicolare durante l'asciugatura con getto d'aria. Dopo aver rimosso il PRIMER in eccesso, asciugare nuovamente la superficie di adesione, se necessario.

#### C-5. Applicazione di BOND

- Erogare una goccia di BOND e una goccia di CLEARFIL DC Activator nel contenitore del piattino di miscelazione, e miscelarli bene.

【ATTENZIONE】

Usare la piastra fotobloccante per evitare di esporre il materiale ad una luce operativa o alla luce naturale, e usare il prodotto entro 90 secondi dalla sua erogazione.
- Applicare la miscela sull'intera parete della cavità con il pennello applicatore. Evitare che saliva o essudato entrino in contatto con le superfici trattate.
- Asciugare accuratamente l'intera superficie di adesione, soffiando aria tiepida per più di 5 secondi fino a quando il bond non si muove. Utilizzare un aspiratore per evitare di spargere il liquido dell'adesivo. Rimuovere la miscela in eccesso con una punta di carta. Dopo aver rimosso la miscela in eccesso, asciugare nuovamente la superficie di adesione, se necessario.

【NOTA】

Per un'asciugatura sufficiente, regolare la pressione dell'aria, in base alla forma e alle dimensioni della superficie di adesione.
- Fotopolimerizzare il BOND con un'unità di polimerizzazione (si veda la tabella “Unità e tempo di polimerizzazione” in A-6).

【NOTA】

La fotopolimerizzazione della miscela è un’opzione per una performance ottimale.

#### C-6. Cementazione del perno

Collocare e cementare il perno utilizzando una resina composita, in base alle istruzioni del produttore.

#### D. Procedura standard IV

[7] Ricostruzione di monconi con l'uso di un materiale fotopolimerizzabile, a polimerizzazione duale o autopolimerizzabile per monconi

#### D-1. Controllo dell’umidità e preparazione del canale radicolare

Fare riferimento alle sezioni C-1 e C-2.

#### D-2. Cementazione del perno

Collocare il perno usando un cemento adatto in base alle istruzioni del produttore.

#### D-3. Applicazione di PRIMER e BOND

In caso di uso con un materiale fotopolimerizzabile per monconi o con **CLEARFIL DC CORE PLUS**

Fare riferimento alle sezioni da A-5 a A-6.

In caso di uso con un altro materiale per monconi a polimerizzazione **duale o autopolimerizzabile**

Utilizzare con CLEARFIL DC Activator. Fare riferimento alle sezioni da C-4 a C-5.

#### D-4. Ricostruzione del moncone

Eseguire la ricostruzione del moncone utilizzando un materiale (ad esempio CLEARFIL PHOTO CORE, CLEARFIL DC CORE PLUS) in base alle istruzioni del produttore.

#### E. Procedura standard V

[8] Cementazione di inlay, onlay, corone, ponti e rivestimenti usando un cemento in resina composita

#### E-1. Condizionamento delle superfici della cavità e del moncone (dente, metallo, composito)

- Rimuovere il materiale sigillante provvisorio e il cemento provvisorio nel modo consueto e pulire la cavità o il moncone tenendo sotto controllo l'umidità.
- Eseguire un inserimento di prova del restauro protesico per verificare come si adatta alla cavità o al moncone. Se si usa una pasta di prova per fare una prova del colore, seguire le istruzioni del produttore.

#### E-2. Preparazione della superficie di restauri protesici

Seguire le istruzioni per l'uso del materiale restaurativo. In assenza di istruzioni specifiche, raccomandiamo di seguire la procedura seguente:

Per ceramiche a base di silice (ad esempio porcellana tradizionale, disilicato di litio)

- Mordenzare le superficie in vetro ceramica con acido fluoridrico in base alle istruzioni del produttore, o applicare un acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe), lasciarlo in posa per 5 secondi, quindi sciacquare e asciugare.
- Trattamento al silano
  - Applicare una miscela di PRIMER e CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Fare riferimento alla sezione B-4.

- Per ossidi di metallo (ad esempio ossido di zirconio) o metalli
- Irruvidire la superficie di adesione sabbiando con 30-50 µm di polvere di alluminio, con pressione dell'aria a 0,1-0,4 MPa (14-58 PSI/ 1-4 kgf/cm²). La pressione dell'aria deve essere regolata in modo adeguato per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro protesico, facendo attenzione per evitare che questo si scheggi. Dopo la sabbiatura, pulire il restauro protesico usando un'unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi asciugare con un getto d'aria.
  - Applicare il PRIMER sulla superficie di adesione e lasciare agire per 5 secondi.
  - Asciugare accuratamente l'intera superficie, soffiando aria tiepida per più di 5 secondi fino a quando il liquido non si muove.

【NOTA】

Per i metalli preziosi, usare un primer per il metallo (ad esempio ALLOY PRIMER) in base alle istruzioni del produttore.

Per le resine composite

- Irruvidire la superficie di adesione mediante sabbiatura. Fare riferimento alla sezione E-2 “Per ossidi di metallo”.
- Applicare acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe), lasciare agire per 5 secondi, sciacquare e asciugare.
- Applicare una miscela di PRIMER e CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR. Fare riferimento alla sezione B-4.

【ATTENZIONE】

Durante il pretrattamento e fino al fissaggio definitivo, evitare qualsiasi contaminazione delle superfici da trattare.

#### E-3. Mordenzatura con acido su smalto

Se è presente una superficie di adesione con smalto non tagliato, applicare gel mordenzante con acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sullo smalto non tagliato, lasciarlo agire per 10 secondi, sciacquare e asciugare. Se si preferisce una mordenzatura con acido sullo smalto tagliato, è facoltativo applicare acido fosforico sullo smalto tagliato nella stessa maniera sopra descritta.

【ATTENZIONE】

Quando si cementano ponti a cementazione adesiva o faccette, applicare un acido fosforico (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sulla superficie dello smalto.

#### E-4. Pretrattamento di un abutment

Applicare il PRIMER sulla superficie di adesione. Fare riferimento alla sezione C-4.

#### E-5. Bonding a un abutment

Miscelare una goccia di BOND e una di CLEARFIL DC Activator, quindi applicare alla superficie di adesione. Fare riferimento alla sezione C-5.

#### E-6. Cementazione

Cementare il restauro protesico utilizzando un cemento composito, in base alle istruzioni del produttore.

【GARANZIA】

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso. Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacità a utilizzare questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, l'operatore deve verificare che gli stessi siano adatti all'uso che ne intende fare, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.

【NOTA】

“CLEARFIL”, “CLEARFIL MAJESTY”, “CLEARFIL ST”, “CLEARFIL DC CORE PLUS” e “CLEARFIL PHOTO CORE” sono marchi di KURARAY CO., LTD.

<span></span>	<b>Kuraray Noritake Dental Inc.</b> 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
<span></span>	<b>Kuraray Europe GmbH</b> Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germany Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640