

Fit Strip™

STRISCE
ABRASIVE
DIAMANTATE
SOTTO-CONTATTO



FINITURA

fino a

0,18 mm

Precisione
estrema



GRANULOMETRIE

Grana media
per una rimozione rapida
Grana fine
per sgrossatura
Grana superfine per una
perfetta lucidatura



AUTOCLAVABILI

Riutilizzabile
Diamantatura
di qualità

KIT RIFINITURA SOTTO-CONTATTO

Perfettamente disegnate per rimuovere in modo veloce e sicuro gli eccessi di cemento sotto il punto di contatto, difficile da raggiungere, così come i sovracontorni in composito.

Le strisce, con 3 granulometrie, **media, fine e superfine, si possono utilizzare dritte o curve!**

Per una rifinitura liscia come la seta



APPLICAZIONI

COMPOSITO

- Eliminazione sovracontorni
- Modellazione precisa
- Finitura interprossimale



- **Grana media** per rimozione rapida



- **Grana fine** per sgrossatura



- **Grana superfine** per una perfetta lucidatura



Il manico removibile Fitstrip™ fa la differenza, sia per l'odontoiatra, che per il comfort del paziente.



La zona di sicurezza "non-abrasiva" protegge il punto/area di contatto.



Le strisce sotto-contatto sono più basse delle strisce Fitstrip™ standard solo 2,5 mm.

Garrison®

IL TUO NUOVO
ALLEATO IN STUDIO



SCANSIONE QUESTO CODICE QR
PER COMUNICARE VIA WHATSAPP

340.8336995

www.garrisondental.com/it



© 2026 Garrison Dental Solutions, LLC

Fit Strip™

IL TUO NUOVO
ALLEATO IN STUDIO

PRECISIONE,
CONTROLLO
E DURATA

PER RIFINITURA
E MODELLAZIONI
IMPECCABILI

Garrison®

CASO CLINICO
ALL'INTERNO



KIT RIFINITURA SOTTO CONTATTO

COD. FPSK08

2 manici. 10 strisce: 2 subgingivali supertini - 2 subgingivali fini, 1 subgingivali media, 1 striscia segnettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria (0.08 mm - 0.10 mm - 0.13 mm - 0.18 mm)

€ **193,00**

RISPARMIO

€ **65**

FitStrip™

PRECISIONE,
IN OGNI
DETTAGLIO



FINITURA

fino a

0,30 mm

Precisione **estrema**



IPR

fino a

0,50 mm

Riduzione **controllata**



STRIPPING

Precise e facili da usare
nei casi con
allineatori invisibili

Autoclavabili

KIT STRISCE ABRASIVE DIAMANTATE

Strisce diamantate mono e bilaterali,
utilizzabili con o senza manico, per
rifinitura interprossimale o stripping



Il cilindro colorato per regola la curvatura
delle strisce Fitstrip™, curvo o dritto.



Dritta

DRITTA:
per riduzione contatto,
prima o dopo il restauro



Curva

CURVA:
modellazione e finitura
restauri in composito

APPLICAZIONI



**FACCETTE
IN CERAMICA**

- Eliminazione
sovraccontorni
- Modellazione precisa
- Finitura interprossimale



**INJECTION
TECHNIQUE**

- Separazione denti
con striscia seghettata
- Finitura margini



PROTESI

- Apertura del punto
di contatto
- Rimozione e pulitura
cemento da corone e
ponti

RICAMBI E ACCESSORI

Costo in USO
€1,40
per paziente

SUPER FINE
15 MICRON



Spessore
0,08/0,11 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSXFSS-4

BILATERALE
Codice: FPSXFDS-4

€ 88,00 (4pz)

FINE
30 MICRON



Spessore
0,10/0,15 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSFSS-4

BILATERALE
Codice: FPSFDS-4

€ 88,00 (4pz)

MEDIA
46 MICRON



Spessore
0,13/0,21 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSMSS-4

BILATERALE
Codice: FPSMDS-4

€ 88,00 (4pz)

GROSSA
90 MICRON



Spessore
0,18/0,30 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSCSS-4

BILATERALE
Codice: FPSCDS-4

€ 88,00 (4pz)

STRISCE ABRASIVE

Monolaterali /Bilaterali

Confezioni da 4 pz

SEGHETTATA



Spessore
0,05 mm

Codice:
FPSSAW-4

€ 88,00 (4pz)

MEDIA BIANCA



Spessore
0,40 mm

BILATERALE:
Codice: FPSTMDS-4

€ 88,00 (4pz)

MEDIA NERA



Spessore
0,50 mm

BILATERALE:
Codice: FPSXTMDS-4

€ 88,00 (4pz)

STRISCE ABRASIVE SOTTO-CONTATTO

Monolaterali

Confezioni da 4 pz

SUPER FINE
15 MICRON



Spessore
0,08 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSGXFSS-4

€ 88,00 (4pz)

FINE
30 MICRON



Spessore
0,10 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSGFSS-4

€ 88,00 (4pz)

MEDIA
46 MICRON



Spessore
0,13 mm

MONOLATERALE
Codice: FPSGMSS-4

€ 88,00 (4pz)

ACCESSORI

**MANICO
FIT-STRIP**



2 pezzi
Codice: FPSHANDLE-2

€ 36,00

**CALIBRO
SPESSIMETRO IPR**



Codice: FPSGAUGE

€ 59,00



SCANSIONA E SCRIVI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

340.8336995

FitStrip™

CASO CLINICO

FitStrip per rimuovere
gli eccessi in Injection

RISULTATO FINALE



Dr. Edoardo Yang
Fossati

Uno dei problemi principali
quando si esegue una faccetta in
composito tramite injection technique
è il rischio di avere dei punti di contatto
scorretti o addirittura completamente
chiusi. Generalmente si utilizzano strisce
abrasive di ogni tipo, rischiando di alterare
il profilo di emergenza progettato
nel wax-up.

Una soluzione estremamente efficace
è l'utilizzo del Fitstrip™ e partendo con
l'inserito grigio che, avendo lati non
lavoranti ed un "seghetto" sulla sua
sommità, è in grado di aprire
delicatamente i punti di contatto chiusi.

Successivamente la scelta tra diversi
spessori e granulometria dei diversi
inserti del Fitstrip permette di gestire
in modo ottimale i punti di contatto.



Elemento 2.2 conoide sul quale si
decide di optare per una faccetta in
composito



Il trattamento scelto prevede una
tecnica ad iniezione utilizzando un
composito fluido



Isolamento dei denti adiacenti
attraverso nastro di PTFE.



Il composito fluido viene iniettato per
completare la faccetta diretta



Per aprire i punti di contatto chiusi viene scelto
l'inserito grigio del Fitstrip



Il composito fluido viene iniettato
per completare anche la faccetta
diretta sul 2.3



Lo stesso inserto grigio di Fitstrip è
stato utilizzato per aprire il punto di
contatto



A volte potrebbe essere utile lucidare l'area
prossimale del nostro restauro utilizzando
l'inserito rosso di Fitstrip



Il risultato finale dopo 1 mese dall'esecuzione del restauro



KIT UNIVERSALE

COD. FPSK04

4 strisce monolaterali (1 per ciascuno
spessore 0,08-0,10-0,13-0,18 mm)
- 6 strisce bilaterali (1 per ciascuno
spessore 0,11-0,15-0,21-0,30-0,40
0,50 mm) + 2 manici + 1 spessimetro

INCLUDE SPESSIMETRO!

€ 202,00

RISPARMIO

€ 115

Garrison

Richiedi la tua
DEMO GRATUITA

CON IL NOSTRO PRODUCT SPECIALIST
GIANDOMENICO FORINI

