

**Opalescence® PF**  
Tooth Whitening System

**Description:** Opalescence® PF whitening is a dentist-controlled, dentist supervised, take-home whitening system, dispensed in syringes. The products are clear, high viscosity, sticky gels, containing carbamide peroxide along with potassium nitrate and sodium fluoride. The gels are available in carbamide peroxide concentrations of 10% and 16% (3.6% and 5.8% hydrogen peroxide equivalent).

**Precautions for Europe:**

1. Not to be used on a person under 18 years of age.
2. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
3. Contains sodium fluoride.
4. Please note the expiration date printed on the outer package/syringe.

**Precautions:**

1. If you have any questions regarding the appropriate use of this product, including how long it will take to whiten your teeth, please consult your dentist.
2. Regular dental checkups and cleanings are important before and after whitening to maintain a healthy smile.
3. Some patients experience sensitivity with whitening. Should this occur, stop treatment and contact your dentist.

Some patients have noticed temporary discomfort of the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these symptoms persist more than two days or progressively worsen, call your dentist. These side effects will usually subside within 1-3 days after treatment is discontinued.

Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not whiten. Consult their primary care provider prior to treatment.

If patient has a known allergy or chemical sensitivity to any of the ingredients in Opalescence whitening, do not use. If oral irritation flavor can be irritating to some patients. If a patient has a known sensitivity to flavorings, the non-flavored variant should be selected.

Do not use tobacco or eat while whitening trays are in place.

Teeth that are naturally darker along the gum line. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.

White spots may appear more prominent on the enamel during the whitening process and may blend with continued whitening.

Teeth that are naturally darker along the gum line. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.

White spots may appear more prominent on the enamel during the whitening process and may blend with continued whitening.

1. Crowns, bridges, partial dentures, veneers, and dental fillings will not whiten.

2. Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, teeth can be re-whitened.

3. Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.

4. Check expiration date and store according to instructions.

5. Avoid swallowing large amounts of gel or water used to rinse gel residue from the teeth.

16. Avoid contact with eyes.

**Opalescence® PF**  
Zahn-Aufhellungs-Systeme

**Beschreibung:** Opalescence® ist ein vom Zahnarzt verabreichtes und vom Zahnarzt überwachtetes Aufhellungssystem zur Anwendung zu Hause, das aus der Spritze abgegeben wird. Die Produkte sind klare, aromatisierte, hochviskose, klebrige Gele, die Carbamidperoxid, Kaliumnitrat und Natriumfluorid enthalten. Diese Gele sind in Carbamidperoxid-Konzentrationen von 10% und 16% (gleichzeitig zu 3,6% und 5,8% Wasserstoffperoxid) verfügbar.

**Vorsichtsmaßnahmen für Europa:**

1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2. Nur an Zahnärzte abzugeben. Für jeden Anwendungskurs muss die erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungskurs bis zum Ende erfolgen.
3. Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.

**Vorsichtsmaßnahmen**

Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt bei Fragen bezüglich der richtigen Benutzung dieses Produkts, unter anderem mit der Frage, wie lange das Aufhellen der Zähne dauert.

Regelmäßige Kontrollen und Reinigung durch den Zahnarzt sind vor und nach jeder Zahnaufhellung wichtig, um sich ein gesundes Lächeln zu bewahren.

Einige Patienten erleben durch die Zahnaufhellung eine Sensibilisierung. Sollte dies auftreten, müssen Sie die Behandlung abbrechen und sich an Ihren Zahnarzt wenden.

Einige Patienten verspüren vorübergehende Beschwerden an Zähnhalsen, Lippen, Rachenraum oder Zunge. Sollten diese Symptome länger als zwei Tage anhalten oder sich zunehmend verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Diese Nebenwirkungen werden normalerweise innerhalb von 1-3 Tagen nach dem Abbruch der Behandlung abklingen.

conserver celi-ci conformément aux instructions.

15. Éviter d'avaler de grandes quantités de gel ou de eau pour rincer les résidus de gel des dents.

16. Éviter tout contact du produit avec les yeux.

**Opalescence® PF**  
Tandenbleekstelsysteem

**Beschrijving:** Opalescence® is een bleekstelsysteem voor thuisbehandeling onder toezicht en controle van een tandarts, dat toegediend wordt met een spuit. Het product wordt doorzichtig, geïmmobiliseerd, kleverig gel met een hoge viscositeit en bevatte naast waterstofperoxide ook kaliumnitraat en natriumfluoride. De gels zijn verkrijgbaar in waterstofperoxideconcentraties van 10% en 16% (gelijk aan 3,6% en 5,8% waterstofperoxide).

**Voorzichtsmaatregelen voor Europa:**

1. Mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.
2. Mag alleen worden verkocht aan tandheelkundigen. Voor elke gebruikscyclus geldt dat de eerste keer alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.
3. Bevat natriumfluoride.
4. Let op de verstrekte gebruiksaanwijzing op de buitenverpakking/spuit.

**Voorzichtsmaatregelen:**

1. Als u vragen hebt over het juiste gebruik van het product, waarvoor hoelang het zal duren om uw tanden te bleken, raadpleeg a.u.b. uw tandarts.
2. Regelmatige controles en reinigingen van uw gebit zijn belangrijk voor en over het bleken om een gezond gebit te behouden.
3. Sommige patiënten ervaren achtergevoeligheden bij het bleken. Indien er zich overgevoeligheid voordoet, stop de behandeling en raadpleeg uw tandarts.
4. Sommige patiënten ervaren tijdelijk ongemak aan het tandvlees, de lippen, de keel of de tong. Indien er zich een van deze symptomen voordoet, moet u meer dan twee dagen af het gebleekd aan erger wordt, neem contact op met uw tandarts. Deze nevenwerkingen zullen normaal gezien binnen de 1-3 dagen na het einde van de behandeling verdwijnen.
5. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven of patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten niet worden behandeld. Het gebruik van chemische gevoeligheid heeft aan een van de ingrediënten in het Opalescence-bleekproduct, gebruik het niet. De mint- of melonsmaak kan voor sommige patiënten irritant of anderszins ongemak veroorzaken.
6. Als de patiënt een gekende allergie of een chemische overgevoeligheid heeft aan een van de ingrediënten in het Opalescence-bleekproduct, gebruik het niet. De mint- of melonsmaak kan voor sommige patiënten irritant of anderszins ongemak veroorzaken.
7. Gebruik geen huishoudelijke bleekproducten om het gebit te bleken.
8. Gebruik geen tabak en eet niet, terwijl de tray in de mond zit.

Tanden zijn natuurlijkwijze donkerder langs de tandvleeslijn. Het kan zijn dat er meer tijd nodig is om deze gebieden te bleken dan de andere oppervlakken van de tanden en deze gebieden blijven ook gewoonlijk een beetje donkerder.

10. Het kan zijn dat witte vlekken opvallender lijken op het geheel tijdens het bleekproces, maar dat ze na de continu bleken vervagen.

11. Kronen, bruggen, gedeeltelijke protheses, veneers en composietvullingen zullen niet bleken worden.

12. Koffie, tabak en andere producten kunnen na verloop van tijd nieuw bleken van uw tanden aanbrengen. Als u het zich voordoet, kunt u uw tanden opnieuw bleken.

13. Het kan zijn dat sommige amalgamvullingen een donkerpaarse kleur achterlaten in uw bleektray, dit is normaal.

14. Controleer de vervaldatum en werk op naargeel van de tanden.

15. Het is belangrijk dat u hoewelheden gel of water dat gebruikt wordt om de resten van de gel van de tanden te spoelen, in.

16. Vermijd contact met de ogen.

**Opalescence® PF**  
IT

**Description:** Opalescence® is un sistema sbiancamento utilizzabile a domicilio controllato da dentista, supervisionato da dentista, erogato in siringhe. I prodotti sono in gel trasparente, aromatizzato, ad alta viscosità, appiccicoso, e contengono perossido di carbamide insieme a nitrato di potassio e fluoruro di sodio. I gel sono disponibili in concentrazioni di carbammide in concentrazioni del 10% e del 16% (3,6% e 5,8% di perossido di idrogeno equivalente).

**Misure preventive per l'EUROPA:**

1. Non usare su pazienti con età inferiore ai 18 anni.
2. Può essere venduto esclusivamente a dentisti/odontoiatri. Per ogni ciclo di trattamento, il primo utilizzo deve essere fatto solamente da un dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Successivamente può essere messo a disposizione del paziente per il completamento del ciclo di trattamento.
3. Contiene fluoruro di sodio.
4. Per favore controllare la data di scadenza stampata sulla confezione esterna della siringa.

**Precauzioni:**

1. In caso di dubbi riguardanti l'uso appropriato di questo prodotto, compilo il tempo necessario per sbiancare i denti, rivolgersi al dentista.

11. Las coronas, puentes, dentaduras parciales, carillas y empastes de composite no se blanquearán.

12. El café, tabaco y otros productos pueden volver a manchar los dientes a lo largo del tiempo. Si esto sucede, puede volver a blanquear los dientes.

13. Algunos empastes de amalgama pueden dejar un color purpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.

14. Consulte la fecha de caducidad y guarde el producto en su lugar de almacenamiento.

15. Evite tragar grandes cantidades de gel de el agua usada para enjuagar el residuo del gel de los dientes.

16. Evite el contacto con los ojos.

**Opalescence® PF**  
PT

**Description:** Opalescence® é um sistema de branqueamento caseiro controlado e supervisionado pelo dentista, dispensado em seringas untiosas. Os produtos são gels transparentes, com sabor, com grande viscosidade e adesivos e que contém peróxido de carbamida juntamente com nitrato de potássio e fluorureto de sódio. Os gels estão disponíveis em concentrações de peróxido de carbamita de 10% e 16% (3,6% e 5,8% de peróxido de hidrogénio equivalente).

**Precações para a Europa:**

1. Não deve ser utilizado por pessoas com idade inferior a 18 anos.
2. Venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização está reservada exclusivamente a médicos dentistas ou sob a sua supervisão direta, se for assegurado um nível de segurança equivalente. Em seguida, deverá ser entregue ao paciente para concluir o ciclo de utilização.
3. Contém fluorureto de sódio.
4. Observe a data de validade impressa na embalagem exterior/ampola.

**Precações:**

1. Se tiver qualquer dúvida em relação à utilização correta deste produto, incluindo o tempo de demora a branquear os seus dentes, consulte o seu dentista.
2. Exames e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.
3. Alguns pacientes notam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se não melhorar, deve voltar imediatamente ao seu dentista.
4. Alguns pacientes notam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se não melhorar, deve voltar imediatamente ao seu dentista.
5. Este efeito secundário desaparecerá normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
6. O tratamento de branqueamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar nem em pacientes com problemas de saúde graves. Consulte o respetivo médico principal antes de fazer o tratamento.
6. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos substâncias químicas contidas no branqueador Opalescence, não o utilizar.
7. Não utilizar líxivia caseira para branquear os dentes.
8. Não fume nem coma quando tiver as molduras de dentes na boca.
9. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecerão ligeiramente mais escuras.

**Precações para Europa:**

1. Utilizar em menores de 18 anos.
2. Para venda exclusiva a profissionais dentales. Para cada ciclo de uso, el primer uso debe ser llevado a cabo sólo por el odontólogo o bajo su supervisión directa si se asegura un nivel equivalente de seguridad. Después puede ser entregado al consumidor para completar el ciclo de uso.
3. Contiene fluoruro de sodio.
4. Por favor note la fecha de vencimiento impresa en el envase externo/ampolla.

**Precauciones:**

1. Si tiene alguna pregunta sobre el uso apropiado de este producto, incluyendo cuánto tardará en blanquear sus dientes, consulte con su dentista.
2. Las revisiones y limpiezas dentales regulares son importantes antes y después del blanqueamiento para mantener una sonrisa saludable.
3. Algunos pacientes notan sensibilidad con el blanqueo.
4. Algunos pacientes notan molestias temporales de las encías, labios, garganta o lengua. Si estos síntomas persisten durante más de dos días o empeoran progresivamente, llame a su dentista. Estos síntomas desaparecerán normalmente dentro de 1 a 3 días tras el tratamiento.
5. Este producto no debería utilizarse en mujeres embarazadas o lactantes, o pacientes con serios problemas médicos. Consulte con su proveedor de atención sanitaria primaria antes del tratamiento.
6. El paciente no debe utilizar el producto si no es garantido un nivel de seguridad equivalente.
7. No use lejía doméstica para blanquear los dientes.
8. No fume o coma mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.
9. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie de los dientes y normalmente permanecerán ligeramente más oscuras.

**Opalescence® PF**  
SV

**Beskrivning:** Opalescence® är ett i sprutor dispenserat system för av tandläkare kontrollerad och övervakad tandblekning i hemmet. Produkterna är clara, smaksatta, högviskösa, klubbande geler, som innehåller karbamidperoxid samt kaliumnitrat och natriumfluorid. Gelerna finns tillgängliga med karbamidperoxidkoncentrationer på 10% och 16% (3,6% och 5,8% väterstoffperoxidäkvivalent).

**Försiktighetsåtgärder för Europa:**

1. Inte för personer under 18 års ålder.
2. För säljas endast till tandläkare. För varje användningscykel ska den första utföras av en tandläkare eller under dennes direkt överinseende om kvardags säkerhetsnivå ska garanteras. Efteråt ska den ligas åt konsumenterna för fullbordande av cykeln.
3. Innehåller natriumfluorid.
4. Observera utgångsdatum som finns angivet på den yttre förpackningen.

**Försiktighetsåtgärder:**

1. Om du har några frågor om hur du på rätt sätt ska använda den här produkten, bland annat när och hur lång tid det tar att bleka tanderna, bör du vika rådfråga din tandläkare.
2. Regelbunden tandkontroll och rengöring av tanderna är viktig före och efter blekning för att behålla ett vackert leende.
3. En del patienter upplever att tanderna blir känsliga vid blekning, tanderna blir röda, tandkötet svullnar eller tandkötet blir irriterat.
4. Vissa amalgamfyllningar kan efterlämna en mörklig färg på din blekningsbricka; det är normalt.
4. Kontrollera utgångsdatum och förvara enligt anvisningarna.
5. Undvik att svälja stora mängder gel eller vatten som du ser på skåpan i botten gelstret från tanderna.
16. Undvik kontakt med ögon.

**Opalescence® PF**  
System til blekning af tænder

**Beskrivelse:** Opalescence® er et tandlægekontrolleret, tandlægeovervåget, hjemmebruges system til blekning af tænder, og det dispenseres i sprøjter. Produktene er klare, smagstoffer, høj viskositet, klæbrige geler, der indeholder karbamidperoxid sammen med kaliumnitrat og natriumfluorid. Gelene er tilgængelige i karbamidperoxidkoncentrationer på 10% og 16% (der svarer til 3,6% og 5,8% hydrogenperoxidækvivalenter).

**Forholdsregler for Europa:**

1. Må ikke anvendes på personer under 18 år.
1. Må kun sælges til tandlæger. Ved hver anvendelsescyklus skal den første anvendelse ske under tandlægens kontrol.
2. Efter tandlægens kontrol og rengøring af tænderne skal tandlægen direkte supervision, hvis der sikres smækkesikkerhed senere. Herefter udføres det til patienten, som udfører resten af behandlingen hjemme.
3. Indeholder natriumfluorid.
4. Bemærk udløbsdatoen og der er angivet på den ydre emballage/pakke/erhædsdosis.

**Forholdsregler:**

1. Hvis du har spørgsmål vedrørende passende brug af dette produkt, herunder hvor lang tid det tager at blænde dine tænder, skal du kontakte din tandlæge.
2. Regelmæssig tandkontrol og rensning er vigtig før og efter blekning for at bevare et sundt smil.
3. Nogle patienter oplever følsomhed med blekning. Hvis dette opstår, skal du stoppe behandlingen og kontakte din tandlæge.
4. Nogle patienter har bemærket midlertidigt ubehag i tandkød, læber, hals eller tungen. Hvis nogen af disse symptomer varer mere end to dage eller bliver alvorlige, skal du kontakte din tandlæge.
5. Disse bivirkninger vil normalt falde inden for 1-3 dage efter, at behandlingen er afbrudt.
6. Gravide eller ammende kvinder, eller patienter med alvorlige sundhedsmæssige problemer bør ikke få blekning. Kontakt deres praktiserende læge inden behandlingen påbegynder.
7. Hvis patienten har en kendt allergi eller kemisk følsomhed over for nogen af ingredienserne i Opalescence-blegemidlet, må ikke du bruge det.
8. Mint- eller melonsmag kan være irriterende for nogle patienter. Hvis en patient har en kendt følsomhed overfor aromastoffer, skal varianten uden smag bruges.
9. Brug ikke husholdningsblegemiddel til at blænde tænder.
8. Brug ikke tobak og spis ikke, mens blekningsformen er på plads.
9. Tænderne er naturligt mørkere langs tandkødslinjen. Disse områder kan kræve mere tid til at lyske sig.

resten af tandoverfladerne og forbliver normalt lidt mørkere.

11. Kroner, broer, partielle proteser, liner og kompositfyldninger kan ikke bleges.
12. Kaffé, tobak og andre produkter kan misfarve dine tænder igen over tid. Hvis dette sker, kan tanderne bleges igen.
13. Nogle amalgamfyldninger kan efterlade en mørk lilla farve i din blegemåtte; det er normalt.
14. Kontroller udløbsdatoen og opbevar den i henhold til anvisningerne.
14. Brug det al sluge store mængder gel eller vand, der bruges til at skylle gelrester af tænderne.
15. Undvik kontakt med øjnene.

**Opalescence® PF**  
Hampaiden valkaisuajusteima

**Kuvaus:** Opalescence® on hammaskiikarín valvoma ja ohjeistama kotikäytännön valkaisuajusteimistö, joka sisältää karbamidiperoksidilla, kaliumnitraatilla ja natriumfluoridilla. Geleistä on saatavilla kaksi eri vahvuutta, karbamidiperoksidilla pitoisuuksilla 10% ja 16% (vastaten vetyperoksidipitoisuuksilla 3,6% ja 5,8%).

**Eurooppaan neuvottava ohjeistama:**

1. Ei saa käyttää alle 18-vuotiaalle henkilöille.
2. Tuotteen saa myydä vain hammaskäikäreille. Vain hammaskäikärät tai muut henkilö hammaskäikärän välittömässä valvonnassa, jos riittävä turvallisuus varmistetaan, saa aloittaa kunkin käyttökäikän. Sen jälkeen tuote voidaan antaa asiakkaille hoitokäikän suorittamistaksi varten.
3. Sisältää natriumfluoridia.
4. Huomaa ulkopakkaukseen/ruiskun/päärynäruiskun merkity viimeinen käyttöpäivämäärä.

**Varotoimet:**

1. Jos syntyy on kysyttävää tämän tuotteen oikeasta käytöstä, mukaan luettuna se, kuinka kauan hampaiden valkaisu tulee kestävämmä, sitä yhteyttä hammaskäikäreille.
2. Tarkista säännöllinen tarkastus ja puhdistus ovtta hampaiden pesen jälkeen valkaisu etä sen jälkeen, jotta tämä ei aiheuta blekitystä.
3. Jotkut potilaat saattavat olla yliherkkiä valkaisuille. Mikäli koet yliherkkyyttä, lopeta käiksettä ja ota yhteyts hammaskäikäreille.
4. Jotkut potilaat ovat kokeneet onnetta, joihin ei ole epäilystä siitä, että nämä onnetta ovat peräisin valkaisuainesta, jota käytetään valkaisuun. Jos näin käiksee, nämä potilaat näitä oireita kestää yli kaksi päivää tai pahenee, soita lääkärin avustukseen. Nämä sivuvaikutukset katoavat yleensä 1-3 päivän kääksettä aloitettamissa.

5. Raskaana olevien tai imettävien naisten, tai vakavissa terveyshäiköissä kärsivien henkilöiden hampaita ei pidä valkaisu. Tämä koskee myös potilaita, joilla on henkilöiden kanssa ennen käiksettä aloitettamissa.

6. Älä käytä Opalescence-valkaisuainetta, jos potilaalla on tunnettuja allergioita tai kemiallissa yliherkkyyttä mitä tahansa sen ainesosaa vastaan. Mintun tai vesimelonin maku saattavat ärsyttää jotain potilaita.

7. Jos potilaalla on tunnettuja allergioita, esimerkiksi kumikohtaan, hänen pitää valita maustamaton valkaisuote.

8. Älä valkaise hampaita kotikäiköissää käytettävällä valkaisuaineella.

9. Älä tupakoi tai juo valkaisuainella ollessa paikallaan.

10. Hampaat ovat luonnostaan tummempia ienrjän jälkeen. Niitä alkaa tummetta, kun ne jätetään valkaisuainetta enemmäm kuin hampaiden multa pintoja, ja ne jäävät yleensä multa pintoja tummemmiksi.

11. Valkoisia pistettä saattaa ilmaantua varsinkin kiiteiseen valkaisuaineprosessin aikana, mutta ne voivat kadota valkaisuainetta jätettäässä.

12. Kruunut, silat, osittaiset proteesit, pinoitukset ja muoviset korot eivät valkaisu.

13. Kahvi, tupakkä ja muut tuotteet saattavat värjätä hampaita uudelleen ajan kuluessa. Mikäli näin tapahtuu, hampaita voidaan valkaisu uudelleen.

13. Jotkut amalgamipätkät saattavat värjätä lussakissa olevien geelintumien purppuran väriset; tämä on normaalia.

14. Tarkista pakkauksen ennen-päivämäärä ja säilytä ohjeiden mukaisesti.

15. Valta suurten geelien ja geelijäljien hampaita poistosta käytetyn veden jälkeen.

16. Vältä annien joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin.

**Opalescence® PF**  
Tandbleknings-system

**Opalescence®** er et tandlægekontrolleret, tandlægeovervåket blekkesystem for hjemmebrug, dispenseret i sprøjter. Produktene er klare, smaksitiseret, tyktyktyende, klæbrige geler som indeholder karbamidperoxid samt kaliumnitrat og natriumfluorid. Gelene er tilgængelige i karbamidperoxid-konsentrations på 10% og 16% (svarende 3,6% og 5,8% hydrogenperoxid).

**Forholdsregler for Europa:**

1. Skal ikke bruges på personer under 18 år.
2. Kun for salg til tandlæger. For hver brugsrøkslyk, skal første gangs brug kun gennemføres an tandlæge eller under deres direkte vejledning. 3. Efter det tilsvarende tandlægeovervåget blekkesystem, kan resten af behandlingen overdras til forbrøker for fuldførelse an brugsrøkslyk.
3. Indeholder natriumfluorid.
4. Vemnitl vær opmærksom på holdbarhedsdatoen som er trykket på den ytre pakningens/sprøyten eller ampullen.

**Forholdsregler:**

1. Konsulter tandlegen din hvis du skulle ha spørsmål angående passende bruk av dette produktet, inkludert hvor lang tid det vil ta å bleke tennene dine.
2. Jevnlv kontroll og rengjøring hos tandlegen din er viktig før og etter bleking for å opprettholde et sunt smil.
3. Noen pasienter opplever sensitivitet ved bleking. Hvis dette oppstår, stop behandlingen og kontakt tandlegen din hvis dette intrerffer.
4. Noen pasienter kan ha merket midlertidig ubehag i tannkjøtt, leppene, halsen eller tungen. Skulle noen av disse symptomene vare mer enn to dager, eller bli progressivt verre, må du ringe tannlegen din. Disse bivirkningene vil vanligvis avta innen 1-3 dager etter at behandling er avsluttet.
5. Gravide eller ammende kvinner eller pasienter med alvorlige helseproblemer bør ikke bleke. Konsulter med deres primære omsorgsperson før behandling.
6. Må ikke bruke hvis pasienten har en kjent allergi

**Opalescence® PF**  
System til blekning af tænder

**Opalescence®** er et tandlægekontrolleret, tandlægeovervåket blekkesystem for hjemmebrug, dispenseret i sprøjter. Produktene er klare, smaksitiseret, tyktyktyende, klæbrige geler som indeholder karbamidperoxid samt kaliumnitrat og natriumfluorid. Gelene er tilgængelige i karbamidperoxid-konsentrations på 10% og 16% (svarende 3,6% og 5,8% hydrogenperoxid).

**Forholdsregler for Europa:**

1. Skal ikke bruges på personer under 18 år.
2. Kun for salg til tandlæger. For hver brugsrøkslyk, skal første gangs brug kun gennemføres an tandlæge eller under deres direkte vejledning. 3. Efter det tilsvarende tandlægeovervåget blekkesystem, kan resten af behandlingen overdras til forbrøker for fuldførelse an brugsrøkslyk.
3. Indeholder natriumfluorid.
4. Vemnitl vær opmærksom på holdbarhedsdatoen som er trykket på den ytre pakningens/sprøyten eller ampullen.

**Forholdsregler:**

1. Konsulter tandlegen din hvis du skulle ha spørsmål angående passende bruk av dette produktet, inkludert hvor lang tid det vil ta å bleke tennene dine.
2. Jevnlv kontroll og rengjøring hos tandlegen din er viktig før og etter bleking for å opprettholde et sunt smil.
3. Noen pasienter opplever sensitivitet ved bleking. Hvis dette oppstår, stop behandlingen og kontakt tandlegen din hvis dette intrerffer.
4. Noen pasienter kan ha merket midlertidig ubehag i tannkjøtt, leppene, halsen eller tungen. Skulle noen av disse symptomene vare mer enn to dager, eller bli progressivt verre, må du ringe tannlegen din. Disse bivirkningene vil vanligvis avta innen 1-3 dager etter at behandling er avsluttet.
5. Gravide eller ammende kvinner eller pasienter med alvorlige helseproblemer bør ikke bleke. Konsulter med deres primære omsorgsperson før behandling.
6. Må ikke bruke hvis pasienten har en kjent allergi

