

Quick post hygiene treatment

GB **BlancOne® CLICK** is a quick post dental hygiene whitening treatment. This treatment offers a very popular upgrade to the dental hygiene session at a very low cost and in just 10 minutes. **BlancOne® CLICK** has been designed to promote a complete whitening treatment (Touch or Ultra) and as a promotional and marketing tool for the office.

USE INSTRUCTIONS

A) Preparing the gel

1. Remove the caps of the two syringes (whitening gel and activating gel) and connect them together using the luer-lock connector.
2. Gently push the piston of one syringe to completely extrude the gel into the other syringe.
3. Now push the piston of the syringe with the gel, transferring it into the empty syringe.
4. Repeat the operation described in the previous step until the two gels (whitening and activator) are completely mixed, creating a single homogeneous gel.
5. Remove the connector from the syringe with the gel and attach the applicator tip.

B) Preparing the patient

1. The patient should be fitted with a BlancOne® gag with tongue depressor and then insert cylindrical tampons above and below the lips to isolate them from the area to be treated.
2. Remove the salivary film with a brush; if necessary, use a mix of water and pumice stone. DO NOT use polishing pastes or products containing fluorine. Rinse and dry.
3. Measure the patient's initial shade of white using the shade guide.

C) Whitening treatment

1. Gently push the piston of the syringe containing the whitening gel to apply the gingival gel on the surface of all teeth to be bleached.
2. Cure the whitening gel with a blue light. Two types of lights can be used:

• Curing light

- i. Use a powerful light (min. 1500 mW/cm²) to irradiate each tooth for 20". It is possible to activate 2 teeth at a time on the lower central arch.
- ii. After completing both arches, repeat the previous procedure 2 or 3 times until the gel has been completely activated (see figure).

• Arc light

Use the BlancOne® ARCUS arc light to activate both arches simultaneously. Position the head of the light close to the teeth and activate for 10 minutes until the gel has been completely cured (see below).

When used according to BlancOne protocols, the ARCUS whitening lamp is safe for teeth and gums.

Protect lips with UV-protection factor balm.

The lamp generates heat on the skin similar to a tanning lamp. If the patient feels a little bother, move the lamp slightly away from the mouth.

The gel will be properly cured depending on:

- Lamp power (mW/cm²) – The higher the power the faster the curing operation.
- Gel thickness – Apply a uniform and thin layer of gel (1-2 mm); thicker layers will slow down the curing process.
- Distance from the light source – The distance between the light and the gel must be as short as possible; increasing the distance will increase the curing time.

Once activated, the gel will be swollen and full of oxygen (bubbles) as shown in the figure.



3. Remove the excess whitening gel using a cylindrical cotton roll and suction away the gel residues, rinsing with the air/water syringe.

WARNING: The activated gel will be rather dense. If the suction spout becomes clogged, suction off with copious amounts of water.

NOTE: the gingival edge might be slightly red in some points but this is a temporary effect that will disappear in about one hour.

D) End of treatment

1. Use the shade guide to measure the final shade of white of the patient's teeth.
2. Remove the gag and rinse the patient's mouth.

WARNINGS

- 6% of H₂O₂ is released.
- Not to be used on anyone under 18 years of age.
- To be sold only to dental practitioners.
- To be used only by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured.
- Keep teeth bleaching products away from children.
- Avoid contact with skin, mucous membranes and eyes. In case of contact with EYES: rinse eyes carefully with water for several minutes and request medical advice/attention. ON SKIN/ MUCOUS MEMBRANES: wash with copious amounts of water. If irritation occurs request medical advice/attention.
- If swallowed in small quantities the product is harmless, otherwise consult a doctor.
- Some users may experience sensitivity or gingival irritation. While these are mild and transient in most cases, sometimes treatment by a dentist may be required.

PRECAUTIONS

- A dental examination is mandatory prior to bleaching.
- Bleaching will not lighten porcelain crowns and dental restorations.
- For at least 6 hours after the bleaching procedure do not use tobacco products and do not drink coffee or red wine.
- Not intended for use by pregnant women. Consult a doctor if you are breast feeding.
- Do not swallow the gel. Avoid contact with tissues other than teeth.
- Acidic foods/juices may cause sensitivity if consumed shortly after bleaching.
- Gum tissue irritation may result if used in individuals with periodontal disease.

Trattamento rapido post igiene orale

IT **BlancOne® CLICK** è uno sbiancamento rapido post igiene dentale. Questo trattamento offre, ad un costo molto contenuto ed in soli 10 minuti, un richiestissimo upgrade alla seduta d'igiene dentale.

BlancOne® CLICK è stato pensato sia per promuovere un trattamento sbiancante completo (Touch o Ultra) sia come strumento promozionale e di marketing per lo studio.

ISTRUZIONI D'USO

A) Preparare il gel

1. Rimuovere i tappi dalle due siringhe (gel sbiancante e gel attivatore) e collegarle fra loro usando il connettore luer lock.
2. Premere gentilmente il pistone di una siringa in modo da estrarre completamente il gel nell'altra siringa.
3. Premere ora il pistone della siringa col gel travasandolo nella siringa vuota.
4. Ripetere operazione precedente fintanto che i due gel (sbiancante e attivatore) si saranno completamente amalgamati creando un gel omogeneo.
5. Sganciare dal connettore la siringa col gel e montare il puntale applicatore.

B) Preparare il paziente

1. Far indossare al paziente l'apribocca BlancOne® con stop per la lingua ed inserire tamponi cilindrici sopra e sotto le labbra per allontanare le labbra dalla zona del trattamento.
2. Rimuovere la pellicola salivare con uno spazzolino, se si desidera usare una miscela di acqua e pietra pomice. NON utilizzare paste lucidanti o prodotti con fluoro. Risciacquare ed asciugare.
3. Rilevare il tono di bianco iniziale del paziente usando la scala colori.

C) Trattamento sbiancante

1. Premendo delicatamente il pistone della siringa col gel sbiancante, applicare il gel gengivale sulla superficie di tutti i denti da sbiancare.
2. Foto attivare il gel sbiancante con luce blu, è possibile usare due tipi di lampade:

- Lampada polimerizzatrice

- i. Utilizzare una lampada potente (min. 1500 mW/cm²) irraggiando dente per dente per 20". Sui centrali inferiori è possibile irraggiare 2 denti per volta.
- ii. Completate entrambe le arcate, ripetere il punto precedente 2 o 3 volte fino ad una completa foto attivazione del gel (vedi l'immagine).

- Lampada ad arco

Utilizzando la lampada ad arco BlancOne® ARCUS è possibile attivare simultaneamente entrambe le arcate. Posizionare la testata della lampada vicino ai denti ed attivare per 10 minuti fino ad una completa foto attivazione del gel (vedi la figura).

Usata secondo i protocolli BlancOne®, la lampada sbiancante ARCUS è sicura per denti e gengive.

Proteggere le labbra con un balsamo protettivo.

La lampada produce sulla pelle un calore simile a

quello di una lampada abbronzante. Se il paziente segnala un leggero fastidio scostare leggermente la lampada dalle labbra.

Un'adeguata foto attivazione del gel dipenderà da:

- Potenza della lampada (mW/cm²) – Maggiore è la potenza, più veloce sarà la foto attivazione
- Spessore del gel - Applicare uno strato uniforme e sottile di gel (1-2 mm), spessori maggiori rallenteranno la foto attivazione.
- Distanza sorgente luminosa – La distanza tra la lampada e il gel deve essere la minore possibile, aumentando la distanza i tempi si allungano.

Una volta attivato il gel assumerà un aspetto rigonfio e ricco di ossigeno (bollicine) come da immagine.



3. Rimuovere il grosso del gel sbiancante con un rullo di cotone ed aspirare i residui di gel risciacquando con la siringa aria/acqua.

ATTENZIONE: Il gel attivato risulterà piuttosto denso. Qualora il beccuccio di aspirazione si ostruisca aspirare con abbondante acqua.

NOTA: il bordo gengivale potrebbe risultare leggermente pigmentato di rosso in alcuni punti, questo effetto è passeggero e svanirà nel giro di un'ora.

D) Conclusione del trattamento

1. Usando la scala colori rilevare il tono di bianco finale del paziente.
2. Rimuovere l'apribocca e fare sciacquare il paziente.

AVVERTENZE

- Rilascio del 6% di H₂O₂.
- Non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
- Da vendere esclusivamente a professionisti odontoiatri.
- Destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di professionisti odontoiatri o sotto la loro supervisione diretta se è garantito un equivalente livello di sicurezza.
- Tenere i prodotti di sbiancamento dentale lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi. In caso di contatto CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti e consultare un medico. CON LA PELLE/ LE MUCOSE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione, consultare un medico.
- Se ingerito in piccole quantità, il prodotto non è dannoso, altrimenti consultare un medico.
- Alcuni pazienti possono sperimentare sensibilità o irritazione gengivale. Si tratta generalmente di effetti leggeri e transitori, ma in alcuni casi potrebbero richiedere il trattamento del dentista.

PRECAUZIONI

- Prima dello sbiancamento è necessario un esame odontoiatrico.
- Lo sbiancamento non ha effetto su corone di porcellana e ricostruzioni dentali.
- Non utilizzare prodotti con tabacco; non bere caffè o vino rosso dopo il processo di sbiancamento per almeno 6 ore.
- Non indicato per donne in stato interessante. Durante l'allattamento, consultare un medico.
- Non ingerire il gel. Evitare il contatto con tessuti diversi dai denti.
- Cibi/succhi acidi possono provocare sensibilità se consumati subito dopo lo sbiancamento.
- Può presentarsi irritazione al tessuto gengivale se impiegato su persone con patologia parodontale.

Quick-Behandlung nach der Mundhygiene

DE **BlancOne® CLICK ist eine schnelle Aufhellung nach der Mundhygiene. Diese Behandlung ist nicht nur äußerst kostengünstig und schnell (nur 10 Minuten), vielmehr bietet sie zudem ein viel verlangtes Upgrade der Zahnhygiene-Sitzung.**

BlancOne® CLICK ist gedacht sowohl zur Förderung von Aufhell-Komplettbehandlungen (Touch oder Ultra) wie auch als Promotional und Marketingmittel für die Praxis.

GEBRAUCHSANWEISUNG

A) Gelvorbereitung

1. Den Verschluss der beiden Spritzen (Aufhellgel und Aktivgel) entfernen und diese miteinander mittels dem Luer-lock-Verbindungsstück zusammenfügen.
2. Das in einer Spritze enthaltene Gel vollständig durch leichten Druck auf den Kolben in die andere Spritze hineindrücken.
3. Anschließend auf den Kolben der vollen Spritze drücken, um das Gel in die Leerspritze umzufüllen.
4. Diese Vorgänge wiederholen, bis die beiden Gelstoffe (Aufhell- und Aktivierungsgel) vollständig vermischt sind und ein homogenes Gel entstanden ist.
5. Das Verbindungsstück von der Gelspritze entfernen und die Spenderspitze aufsetzen.

B) Patientenvorbereitung

1. Dem Patienten die Mund- und Zungenspanne in den Mund setzen und Watteröllchen ober- und unterhalb der Lippen anordnen, damit diese nicht mit dem Behandlungsbereich in Berührung kommen.
2. Den Speichelfilm mit einer Bürste entfernen, falls die Verwendung eines Bimstein-Wassergemischs gewünscht wird. KEINESFALLS Schleifpasten oder Fluorprodukte verwenden. Spülen und trocknen.
3. Den Ausgangsweißton des Patienten mit Hilfe der Farbskala bestimmen.

C) Aufhellbehandlung

1. Mit leichtem Druck auf den Kolben der Aufhellgelspritze das Zahnfleischgel auf die gesamte Oberfläche aller aufzuhellenden Zähne auftragen.
2. Mit blauem Licht die Photoaktivierung des Aufhellgels durchführen, dabei lassen sich zwei Arten von Lampe verwenden:

- Polymerisationslampe

- i. Eine Lampe mit starker Lichtleistung verwenden (min. 1500 mW/cm²) und Zahn für Zahn jeweils 20" bestrahlen. Bei den unteren mittleren Zähnen ist ein Bestrahlen von jeweils zwei Zähnen gleichzeitig möglich.

- ii. Beide Zahnbögen fertigstellen, wobei der vorangehende Punkt zwei- bis dreimal zu wiederholen ist, bis eine vollständige Photoaktivierung des Gels erzielt wird (siehe Abbildung).

- Bogenlampe

Mit der Bogenlampe BlancOne ARCUS ist die gleichzeitige Photoaktivierung beider Zahnbögen möglich. Den Lampenkopf nahe der Zähne anordnen und die Lampe 10 Minuten aktivieren, bis eine vollständige Photoaktivierung des Gels erzielt wird (siehe unten).

Die ARCUS Lampe zur Zahnaufhellung, dem BlancOne Protokoll entsprechend verwendet, ist für Zähne und Zahnfleisch unbedenklich und sicher. Schützen Sie Ihre Lippen mit einem UV-Schutzfaktor-Balsam.

Auf der Haut erzeugt die Lampe Wärme, ähnlich der einer Bräunungslampe. Sollte der Patient dies als leicht unangenehm empfinden, die Lampe geringfügig vom Mund entfernen.

Eine angemessene Photoaktivierung des Aktivgels ist abhängig von:

- der Lampenleistung (mW/cm²) – je höher die Leistung desto schneller erfolgt die Photoaktivierung;
- der Schichtdicke des Gels – Das Gel gleichförmig und dünn (1-2 mm) auftragen. Wird das Gel zu dick aufgetragen, so verzögert sich die Photoaktivierung.
- dem Abstand zur Lichtquelle – Die Entfernung zwischen Lichtquelle und Gel muss so gering wie möglich sein, je größer die Entfernung desto langsamer erfolgt die Photoaktivierung.

Nach erfolgter Aktivierung erscheint das Gel aufgequollen und sauerstoffreich (Bläschenbildung), so wie abgebildet.



nicht aktiviertes Gel



aktiviertes Gel

3. Das Aufhellgel grob mit einer Watterolle entfernen und Gelrückstände absaugen, dabei mit der Luft/Wasser-Spritze spülen.

ACHTUNG: Das aktivierte Gel erscheint recht dickflüssig. Sollte die Düse verstopfen, reichlich Wasser aufsaugen.

ANMERKUNG: Der Zahnfleischrand könnte an manchen Stellen leicht rot pigmentiert erscheinen.

Es handelt sich um eine vorübergehende Wirkung, welche sich binnen einer Stunde zurückbildet.

D) Behandlungsfertigstellung

1. Mittels der Farbskala den erzielten Weißton des Patienten bestimmen.
2. Die Mundspanne entfernen und den Patienten spülen lassen.

HINWEISE

- Freisetzung von 6% H₂O₂.
- Nicht bei Patienten unter 18 Jahren verwenden.
- Verkauf ausschließlich an zahnärztliche Einrichtungen.
- Der Gebrauch ist bestimmt allein durch Zahnärzte oder unter ihrer direkten Aufsicht, falls ein entsprechender Sicherheitsstandard gegeben ist.
- Produkte zur Zahnaufhellung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Einen Kontakt mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Bei AUGENKONTAKT: Die Augen umgehend mit reichlich Wasser wiederholt spülen und einen Facharzt aufsuchen. KONTAKT MIT HAUT ODER SCHLEIMHÄUTEN: Mit reichlich Wasser wiederholt spülen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken geringer Mengen: Das Produkt ist nicht schädlich, andernfalls einen Arzt aufsuchen.
- Manche Patienten können empfindlich oder mit Zahnfleischreizung reagieren. Im Allgemeinen handelt es sich um leichte und vorübergehende Erscheinungen, doch ist in dem einen oder anderen Fall eine zahnärztliche Behandlung erforderlich.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Zahnaufhellung ist eine zahnärztliche Untersuchung erforderlich.
- Die Zahnaufhellung hat keinerlei Auswirkung auf Porzellankronen und Zahnrekonstruktionen.
- Nach der Aufhellbehandlung mindestens 6 Stunden keine Tabakprodukte, keinen Kaffee oder Rotwein konsumieren.
- Nicht empfohlen während der Schwangerschaft. Hinsichtlich der Stillzeit einen Arzt befragen.
- Das Gel nicht verschlucken. Einen Kontakt mit anderem Gewebe als das des Zahns vermeiden.
- Saure Nahrung/Säfte können bei Aufnahme direkt nach der erfolgten Behandlung empfindliche Reaktionen hervorrufen.
- Bei Personen mit Parodontalerkrankung können Reizungen des Zahnfleischgewebes auftreten.

Traitement rapide après hygiène buccale

FR BlancOne® CLICK est un traitement de blanchiment rapide à effectuer après l'hygiène dentaire.

Ce traitement offre, à un coût très réduit et en 10 minutes seulement, une amélioration très appréciée de la séance d'hygiène dentaire.

BlancOne® CLICK a été conçu non seulement pour promouvoir un traitement blanchissant complet (Touch ou Ultra) mais également comme instrument promotionnel et de marketing pour le cabinet.

MODE D'EMPLOI

A) Préparer le gel

1. Enlever les capuchons des deux seringues (gel blanchissant et gel activateur) et relier ces dernières entre elles à l'aide du connecteur Luer Lock.
2. Appuyer délicatement sur le piston d'une seringue de manière à extruder tout le gel dans l'autre seringue.
3. Appuyer ensuite sur le piston de la seringue contenant le gel de manière à transférer ce dernier dans la seringue vide.
4. Répéter l'opération précédente jusqu'à ce que le mélange des deux gels (blanchissant et activateur) soit homogène.
5. Décrocher du connecteur la seringue contenant le gel et fixer l'embout d'application.

B) Préparer le patient

1. Appliquer dans la bouche du patient l'ouvre-bouche BlancOne avec abaisse-langue et introduire des tampons salivaires sous les lèvres inférieure et supérieure de manière à les séparer de la zone du traitement.
2. Enlever la pellicule salivaire à l'aide d'une brosse à dents, si nécessaire utiliser un mélange d'eau et de pierre ponce. NE PAS utiliser de pâtes à polir ni de produits à base de fluor. Rincer et sécher.
3. Noter le ton de blanc initial du patient au moyen de l'échelle de couleurs.

C) Traitement de blanchiment

1. En appuyant délicatement sur le piston de la seringue qui contient le gel blanchissant, appliquer le gel gingival sur la surface de toutes les dents à blanchir.
2. Polymériser le gel blanchissant avec une lumière bleue. Il est possible d'utiliser deux types de lampes :

• Lampe de polymérisation

- i. Utiliser une lampe puissante (min. 1500 mW/cm²) en irradiant chaque dent pendant 20".

Les dents centrales inférieures peuvent être irradiées deux par deux.

- ii. Après avoir terminé les deux arcades, répéter le point précédent 2 ou 3 fois jusqu'à l'activation totale du gel (voir la photo).

• Lampe à arc

La lampe à arc BlancOne ARCUS permet d'activer en même temps les deux arcades. Positionner la tête de la lampe près des dents et activer pendant 10 minutes jusqu'à la polymérisation complète du gel (voir ci-dessous).

La lampe de blanchiment ARCUS, utilisée selon les protocoles BlancOne, n'endommage ni les dents ni les gencives.

Protégez les lèvres avec un baume anti-UV.

La lampe produit sur la peau la même chaleur qu'une lampe à bronzer. Si le patient signale une petite gêne, déplacer légèrement la lampe de sa bouche.

Une bonne polymérisation du gel dépendra des caractéristiques suivantes :

- Puissance de la lampe (mW/cm²) – Plus la lampe est puissante et plus la polymérisation sera rapide.
- Épaisseur du gel - Appliquer une couche de gel uniforme et fine (1-2 mm) ; toute épaisseur supérieure ralentira la polymérisation.
- Distance source lumineuse – La distance entre la lampe et le gel doit être la plus courte possible étant donné qu'en augmentant la distance, les temps de polymérisation s'allongent.

Une fois activé, le gel prendra un aspect gonflé et riche en oxygène (petites bulles) comme indiqué sur la photo.



3. Enlever le gel blanchissant en trop à l'aide d'un rouleau de coton et aspirer les résidus de gel en rinçant à l'aide de la seringue air/eau.

ATTENTION : le gel activé sera plutôt dense. En cas de bec d'aspiration obstrué, aspirer une grande quantité d'eau.

REMARQUE : le bord gingival pourrait être légèrement rouge à certains endroits ; il s'agit d'un effet passager qui disparaîtra dans l'heure qui suit.

D) Conclusion du traitement

1. À l'aide de l'échelle de couleurs, noter le ton de blanc final du patient.
2. Enlever l'ouvre-bouche et demander au patient de se rincer la bouche.

AVERTISSEMENTS

- Émission de 6% d'H₂O₂.
- À ne pas utiliser sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- Ne vendre qu'à des professionnels de la santé dentaire.
- Ce produit ne peut être utilisé que par des spécialistes de la santé dentaire ou, en cas de niveau de sécurité équivalent garanti, sous leur surveillance directe.
- Conserver les produits de blanchiment dentaire hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec la peau, les muqueuses et les yeux. En cas de contact AVEC LES YEUX : rincer soigneusement les yeux pendant plusieurs minutes et consulter un médecin. AVEC LA PEAU / LES MUQUEUSES : laver abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.
- L'ingestion de faibles quantités de produit n'est pas dangereuse, en cas d'ingestion plus importante consulter un médecin.
- Chez certains patients, le produit pourrait occasionner une sensibilité ou une irritation au niveau des gencives. Il s'agit généralement d'effets légers et transitoires mais dans certains cas le traitement du dentiste pourrait s'avérer nécessaire.

PRÉCAUTIONS

- Il est nécessaire, avant le blanchiment, d'effectuer un examen dentaire.
- Le blanchiment n'a aucun effet sur les couronnes en porcelaine et les restaurations dentaires.
- Ne pas utiliser de produits à base de tabac ; ne pas boire de café ni de vin rouge après la procédure de blanchiment pendant au moins 6 heures.
- Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes. Pendant l'allaitement, consulter un médecin.
- Ne pas ingérer le gel. Éviter tout contact avec des tissus autres que les dents.
- Les aliments/jus de fruits acides peuvent induire des phénomènes de sensibilité s'ils sont consommés immédiatement après le blanchiment.
- Utilisé sur des personnes souffrant de maladies parodontales, le produit peut irriter le tissu gingival.

Tratamiento rápido post higiene bucal

ES **BlancOne® CLICK** es un tratamiento rápido de blanqueamiento post higiene bucal. Este tratamiento ofrece, por un precio muy bajo y en tan solo 10 minutos, un tratamiento solicitadísimo después de una sesión de higiene bucal. **BlancOne® CLICK** ha sido puesto a punto para promocionar un tratamiento blanqueador completo (Touch o Ultra) y también como instrumento promocional y de marketing para el consultorio dental.

INSTRUCCIONES DE USO

A) Preparación del gel

1. Quitar los tapones de las dos jeringas (gel blanqueador y gel activador) y juntarlas utilizando el conector Luer Lock.
2. Empujar suavemente el pistón de una jeringa para extrudir completamente el gel en la otra jeringa.
3. Seguidamente empujar el pistón de la jeringa con el gel trasegándolo a la jeringa vacía.
4. Repetir la operación precedente hasta que los dos geles (blanqueador y activador) se mezclen completamente dando lugar a un gel homogéneo.
5. Separar del conector la jeringa con el gel y montar la punta dispensadora.

B) Preparación del paciente

1. Poner al paciente el abreboca BlancOne con tope para la lengua y poner tampones cilíndricos encima y debajo de los labios para alejarlos de la zona del tratamiento.
2. Con un cepillo eliminar la película salival, si se desea se puede utilizar una mezcla de agua y piedra pómez. NO utilizar pastas abrillantadoras ni productos que contengan flúor. Aclarar y secar.
3. Determinar el matiz de blanco inicial del paciente utilizando la escala de colores.

C) Tratamiento blanqueado

1. Empujando suavemente el pistón de la jeringa con el gel blanqueador, dispensar el gel gingival sobre la superficie de todos los dientes que se desea blanquear.
2. Fotoactivar el gel blanqueador con luz azul; se pueden utilizar dos tipos de lámpara:
 - Lámpara polimerizadora
 - i. Utilizar una lámpara potente (mín. 1500 mW/cm²) irradiando diente por diente durante 20". Sobre los centrales inferiores es posible irradiar 2 dientes a la vez.
 - ii. Completar ambos arcos y repetir el punto precedente 2 o 3 veces hasta conseguir una fotoactivación completa del gel (véase a continuación).
 - Lámpara de arco

Utilizando la lámpara de arco BlancOne ARCUS es posible activar simultáneamente ambos arcos dentarios. Colocar el cabezal de la lámpara cerca de los dientes y activar durante 10 minutos hasta fotoactivar completamente el gel (ver la imagen).

La lámpara blanqueadora ARCUS, utilizada con arreglo a los protocolos de BlancOne, es segura tanto para los dientes como para las encías. Protege los labios con bálsamo de protección UV.

Sobre la piel la lámpara produce un calor igual que el de una lámpara bronceadora. Si el paciente nota una leve molestia, alejar ligeramente la lámpara de la boca.

Una fotoactivación adecuada del gel dependerá de:

- Potencia de la lámpara (mW/cm²) – mayor es la potencia y más rápida será la fotoactivación
- Grosor de la capa de gel - dispensar una capa uniforme y fina de gel (1-2 mm), mayores grosores ralentizarán la fotoactivación.
- Distancia de la fuente luminosa – La distancia entre la lámpara y el gel tiene que ser la menor posible, aumentando la distancia aumentan los tiempos.

Una vez activado el gel cobra un aspecto hinchado y rico de oxígeno (burbujitas) como se muestra en la imagen.



3. Quitar la mayor parte del blanqueador con un rodillo de algodón y aspirar los residuos de gel aclarando con la jeringa de aire/agua.

ATENCIÓN: El gel activado es más bien denso. Si se obstruye la punta de aspiración, destaparla aspirando abundante agua.

NOTA: el borde gingival podría quedar ligeramente pigmentado de color rojo en algunos puntos, este efecto es transitorio y desaparece en aproximadamente una hora..

D) Conclusión del tratamiento

1. Utilizando la escala de colores determinar el matiz de blanco final del paciente.
2. Quitar el abreboca e invitar al paciente a aclararse la boca.

ADVERTENCIAS

- Liberación de un 6% de H₂O₂.
- No utilizar con menores de 18 años.
- Vender exclusivamente a odontólogos profesionales.
- Destinado exclusivamente al uso por parte de odontólogos profesionales o bajo su directa supervisión si se garantiza un nivel de seguridad equivalente.
- Mantener los productos blanqueadores dentales fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel, las mucosas y los ojos. En caso de contacto CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente los ojos durante bastantes minutos y acudir a un médico. Contacto CON LA PIEL/LAS MUCOSAS: lavar con abundante agua. En caso de irritación acudir a un médico.
- Si ingerido en pequeñas cantidades el producto no es perjudicial, en otros casos acudir a un médico.
- Algunos pacientes pueden manifestar sensibilidad o irritación gingival. En general se trata de efectos ligeros y transitorios, pero en algunos casos podrían exigir un tratamiento por parte del dentista.

PRECAUCIONES

- Antes del blanqueamiento es necesario efectuar una visita odontológica.
- El blanqueamiento no afecta a coronas de porcelana ni a reconstrucciones dentales.
- No utilizar productos con tabaco; no beber café ni vino tinto durante por lo menos 6 horas después del proceso de blanqueamiento.
- No indicado para mujeres preñadas. Durante la lactancia, consultar un médico.
- No ingerir el gel. Evitar el contacto con tejidos que no sean los de los dientes.
- Comidas/jugos ácidos pueden causar sensibilidad si se consumen enseguida después del blanqueamiento.
- Puede manifestarse una irritación del tejido gingival si se utiliza el producto con personas con patologías periodontales.

Tratamento rápido pós-higiene oral

PT **BlancOne® CLICK** é um tratamento de branqueamento rápido pós-higiene oral. Este tratamento oferece, a um custo muito reduzido e em apenas 10 minutos, um “upgrade” à sessão de higienização oral muito apreciado. **BlancOne® CLICK** foi concebido para promover um tratamento branqueador completo (Touch ou Ultra) e também como ferramenta promocional e de marketing para o consultório.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A) Preparar o gel

1. Remover as tampas de ambas as seringas (gel branqueador e gel ativador) e uni-las utilizando o conector luer-lock.
2. Empurrar suavemente o êmbolo de uma das seringas para transferir todo o gel para a outra seringa.
3. De seguida, empurrar o êmbolo da seringa cheia de gel, transferindo-o para a seringa vazia.
4. Repetir a operação descrita no passo anterior até que os dois géis (branqueador e ativador) fiquem completamente misturados, dando origem a um único gel homogéneo.
5. Remover o conector da seringa que contém o gel e encaixar a ponteira de aplicação.

B) Preparar o paciente

1. Aplicar na boca do paciente o abre-bocas BlancOne com depressor de língua e inserir rolos de algodão sob os lábios superior e inferior para os afastar da zona do tratamento.
2. Remover a película salivar com uma escova; se necessário, utilizar uma mistura de água e pedra-pomes. NÃO utilizar pastas de polimento nem produtos que contenham flúor. Enxaguar e secar.
3. Determinar a cor inicial do paciente utilizando a escala de cores.

C) Tratamento branqueador

1. Empurrar suavemente o êmbolo da seringa que contém o gel branqueador para aplicar o gel gengival na superfície de todos os dentes a branquear.
2. Ativar o gel branqueador com uma luz azul. Podem ser utilizados dois tipos de lâmpadas:
 - Lâmpada de polimerização
 - i. Utilizar uma lâmpada potente (mín. 1500 mW/cm²) para irradiar cada dente durante 20 segundos. É possível ativar 2 dentes de cada vez no arco inferior central.
 - ii. Após completar ambos os arcos, repetir o procedimento anterior 2 ou 3 vezes até à completa ativação do gel (ver a imagem).
 - Lâmpada de arco

Utilizar a lâmpada de arco BlancOne ARCUS para ativar ambos os arcos em simultâneo.

Posicionar a cabeça da lâmpada próximo dos dentes e ativar durante 10 minutos até à completa ativação do gel (ver a imagem).

Quando utilizada de acordo com os protocolos BlancOne, a lâmpada de branqueamento ARCUS é segu-

ra para os dentes e gengivas.

Protege os lábios com bálsamo de fator de proteção UV.

A lâmpada gera na pele um calor semelhante ao de uma lâmpada de bronzeamento. Se o paciente sentir algum desconforto, afastar ligeiramente a lâmpada da boca.

A adequada ativação do gel dependerá de:

- Potência da lâmpada (mW/cm²) – Quanto maior a potência, mais rápida será a ativação do gel.
- Espessura do gel – Aplicar uma camada de gel uniforme e fina (1-2 mm); camadas mais espessas tornarão o processo de ativação mais lento.
- Distância da fonte de luz – A distância entre a lâmpada e o gel deve ser o mais curta possível; aumentar a distância irá aumentar o tempo de ativação.

Uma vez ativado, o gel terá um aspeto inchado e rico em oxigénio (bolhas), tal como ilustrado na imagem.



3. Remover o excesso de gel branqueador utilizando um rolo de algodão e aspirar os resíduos de gel, enxaguando com a seringa de ar/água.
- ATENÇÃO: O gel ativado é bastante mais denso. Em caso de entupimento da cânula de aspiração, aspirar água abundante.
- NOTA: o rebordo gengival poderá ficar ligeiramente vermelho nalguns pontos, mas trata-se de um efeito temporário que desaparecerá após cerca de uma hora.

D) Conclusão do tratamento

1. Utilizar a escala de cores para determinar a cor final dos dentes do paciente.

2. Remover o abre-bocas e indicar ao paciente que enxague a boca.

ADVERTÊNCIAS

- Libertação de 6% de H₂O₂.
- Não utilizar em pessoas com idade inferior a 18 anos.
- Só pode ser vendido a dentistas.
- Destinado exclusivamente ao uso por dentistas ou sob a sua supervisão direta se for assegurado um nível de segurança equivalente.
- Manter os produtos de branqueamento dentário fora do alcance das crianças.
- Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto com os OLHOS: enxaguar os olhos cuidadosamente com água durante vários minutos e solicitar aconselhamento/ assistência médica. EM CASO DE CONTACTO COM A PELE/MUCOSAS: lavar abundantemente com água. Em caso de irritação, solicitar aconselhamento/assistência médica.
- Se ingerido em pequenas quantidades, o produto não é nocivo. Caso contrário, consultar um médico.
- Alguns utilizadores podem experienciar sensibilidade ou irritação gengival. Embora estes efeitos sejam geralmente ligeiros e transitórios, nalguns casos podem exigir tratamento por parte de um dentista.

PRECAUÇÕES

- Antes do branqueamento, é necessário realizar um exame dentário.
- O branqueamento não terá efeitos nas coroas de porcelana e restaurações dentárias.
- Durante, pelo menos, 6 horas após o procedimento de branqueamento, não utilizar produtos à base de tabaco e não beber café nem vinho tinto.
- Não indicado para mulheres grávidas. Durante a fase de amamentação, consultar um médico.
- Não ingerir o gel. Evitar o contacto com tecidos que não os dentes.
- Os alimentos/sumos ácidos podem provocar sensibilidade se consumidos logo após o branqueamento.
- Pode provocar irritação dos tecidos das gengivas se utilizado em pessoas que sofrem de doenças periodontais.