



L'igiene è una condizione per una buona pratica odontoiatrica. Per aiutarvi a mantenerla Cavex offre prodotti efficaci che non sono nocivi ne per l'uomo ne per l'ambiente. Prodotti che sono stati attentamente studiati per rispondere alle richieste dei dentisti, delle assistenti dentali, delle igieniste e degli odontotecnici. Prodotti ad esclusivo uso odontoiatrico.

Your impression is our concern

In conclusione: Cavex GreenClean - la soluzione intelligente per rimuovere rapidamente e facilmente i residui di alginato.

Dopo tutto chi è in grado di fare un solvente per Alginato meglio di chi produce Alginato? Cavex GreenClean ne è una prova.

Il sistema più efficace per rimuovere residui di alginato e gesso senza raschiare o strofinare ma semplicemente dissolvendoli.

Si otterranno così, in tempi brevi e in modo semplice, porta impronta, spatole, e altri strumenti di nuovo puliti e senza macchie.

Cavex GreenClean è un prodotto non corrosivo e facile da usare che salvaguardia gli strumenti e la pelle. Questo è quello che si chiama una soluzione intelligente !



Il segreto di Cavex GreenClean : disgrega la matrice organica.

- a pH neutro

Il miglior sistema per rimuovere realmente i residui più difficili di alginato (e gesso) come spesso accade è molto più ovvio di quello che si possa pensare. Quello che serve è disgregare la matrice organica e anche tutti gli altri residui si staccheranno. Sciacquando con acqua o spazzolando leggermente si otterrà di nuovo un porta impronta pulito, brillante e senza macchie pronto per essere riutilizzato.

Cavex GreenClean agisce in tempi brevi e in modo semplice su spatole e altri strumenti che vengono a contatto con l' alginato.

- rispettoso della pelle

- biodegradabile

Aggiungere 2 misurini di polvere di Cavex GreenClean in mezzo litro di acqua. Rimuovere i residui di alginato e immergere gli strumenti nel liquido per 15-30 minuti. Poi sciacquare o spazzolare. Ed ecco fatto!!! Non c'è più bisogno di raschiare e strofinare e se si userà acqua tiepida o bagni di ultrasuono Cavex GreenClean agirà persino più velocemente.

- 1 Kg, per più di 500 porta impronte pulite

- fresco aroma

A pH neutro, biodegradabile.

Questo è un vantaggio per i materiali, per il personale, e per l' ambiente.

Cavex GreenClean agisce soltanto sui residui di gesso e alginato, e non sui porta impronta o spatole, che restano intatte e senza macchie. E altrettanto importante è che non è dannoso nemmeno sulla pelle. Cavex GreenClean è inoltre a pH neutro e biodegradabile, e quindi non ci sono problemi di smaltimento. L' unica cosa che lascia dietro di sé è l' aroma fresco e leggero di agrumi.

Il barattolo trasparente contiene 1 Kg di Cavex GreenClean e un misurino. La quantità di polvere è sufficiente per pulire più di 500 porta impronta. Non solo efficace ma anche economico.

Cavex GreenClean è disponibile presso il fornitore locale. Per ulteriori informazioni sulla composizione del prodotto e sull' uso si prega di contattare Cavex 0031 23 530 77 00 - www.cavex.nl

