

OptiBond™ Guida alla selezione

Basato sul successo, costruito sulle tue necessità.

	OptiBond™ FL Two-Component, 48% Filled Adhesive	OptiBond™ Solo™ Plus Single Component, Total-Etch Adhesive	OptiBond™ eTRa Universal Two-Component Universal Adhesive	OptiBond™ Universal Single Component Universal Adhesive
Indicazioni				
Dirette	✓	✓	✓	✓
Indirette	✗ ¹	✓	✓	✓
Anteriori	✓	✓	✓	✓
Posteriori	✓	✓	✓	✓
substrati				
Dentina/Smalto/Smalto non tagliato	✓	✓	✓	✓
Ceramica integrale Inclusa la ceramica al disilicato di litio	✗ ¹	✓ ²	✓	✓
Base metallica Incluso zirconia & allumina	✗ ¹	✓	✓	✓
Intarsi/Onlay	✗ ¹	✓	✓	✓
Ricostruzione del moncone	✓	✓	✓	✓
Cementazione di perni	✗ ¹	✓ ³	✓	✓ ³
Riparazione composito/metallo	✓	✓	✓	✓
Riparazione della ceramica	✓	✓	✓	✓
Sigillatura di restauri in amalgama	✓	✓	✓	✓
Prodotti Ausiliari richiesti				
Mordenzatura selettiva	●	●	● ⁴	● ⁴
Silano	-	●	● ⁵	● ⁵
Primer per metalli	-	● ⁵	● ⁵	● ⁵
Modalità Total dark-cure Cementazione in assenza totale di luce fotopolimerizzante	-	●	● ⁶	● ⁶
Compatibilità di Bonding				
Compatibile con tutti i cementi e materiali compositi per la ricostruzione del moncone	-	● ³	● ⁷	● ³

Note

1. Non utilizzabile a causa dell'elevato spessore del film
2. Uso con Silano

3. Utilizzare solo con cemento composito NX3

4. Opzionale
5. Non richiesto

6. Con cemento NX3

7. Compatibile con ogni cemento composito

Legenda

- ✓ Fortemente Raccomandato.
✓ Consigliato.
✗ Non indicato.

- Sì.
● Opzionale.
● No.