


strisce per la lucidatura dentale

Sistema di finitura e lucidatura Sof-Lex™.

- Supporto sottile e flessibile con copertura in ossido di alluminio
- Striscia spaziata centralmente con due gradi di abrasione per permettere l'accesso interprossimale
- Tre tipi diversi

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi



Per la rifinitura e la lucidatura delle aree interprossimali, le strisce Sof-Lex™ completano il sistema

Strisce di finitura Sof-Lex™:

- Supporto sottile e flessibile con copertura in ossido di alluminio
- Striscia spaziata centralmente con due gradi di abrasione per permettere l'accesso interprossimale
- Tre tipi diversi (fine/superfine, grossa/media, grossa/media [stretta])

Indicazioni


Gradi di abrasività	Sof-Lex	Sof-Lex Extra Thin (XT)	Striscia di finitura Sof-Lex
Superfine	1955SF, 1962SF, 1961SF	2382SF, 2381SF	SF
Fine	1955F, 1962F, 1961F	2382F, 2381F	F
Media	1955M, 1962M, 1961M	2382M, 2381M	M
Grossa	1955C, 1962C, 1961C	2382C, 2381C	C

© 3M ESPE

Gradi di abrasività

- Dischi di lucidatura Sof-Lex™ e strisce di finitura per la lucidatura dei compositi, compomeri, metallo e ceramica
- Strisce di finitura Sof-Lex™ per aree interprossimali

Informazioni tecniche



Strisce di finitura e lucidatura Sof-Lex per aree interprossimali.

Per la rifinitura e la lucidatura delle aree interprossimali, le strisce Sof-Lex™ completano il sistema.

- **Facili da inserire**
Il centro della striscia è privo di abrasive per facilitare l'inserimento interprossimale senza abradere i contatti.
- **Due Granulometrie per Striscia**
Ciascun striscia esplica due funzioni per un risparmio di tempo.
- **Codice colore**
Sequenza da scuro a chiaro per una facile procedura step-by-step.
- **Scelta di granulometrie e larghezze**
Disponibilità di 4 granulometrie e 2 larghezze.
- **Resistenti agli strappi**
Il supporto in poliestere resiste allo strappo, pur rimanendo flessibile e delicato sulla gengiva.

Item No.	Informazioni sul prodotto
	2385 Basic Kit Strisce di rifinitura Sof-Lex™ P 120 dischi di lucidatura Sof-Lex™ Pop-On; grana superfine, fine, media, grossa 30 pz. cad.; Ø 9.5 mm, 120 dischi di lucidatura Sof-Lex™ Pop-On; grana superfine, fine, media, grossa 30 pz. cad.; Ø 12.7 mm, 120 dischi di lucidatura Sof-Lex™ Pop-On; grana superfine, fine, media, grossa 30 pz. cad.; Ø 9.5 mm, 120 dischi di lucidatura Sof-Lex™ Pop-On; grana superfine, fine, media, grossa 30 pz. cad.; Ø 12.7 mm, 1 mandrino RA, 15 Strisce di finitura Sof-Lex™ , grossa/media, 15 Strisce di finitura Sof-Lex™ , grossa/media, strette, 15 Strisce di finitura Sof-Lex™ , fine/ superfine
Ricambi Strisce di rifinitura Sof-Lex™	
1954	150 Strisce di finitura Sof-Lex™ , grossa/media
1954 N	N 100 Strisce di finitura Sof-Lex™ , grossa/media strette
1956	150 Strisce di finitura Sof-Lex™ , fine/superfine