



xantalgin® / Alginoplast®

Qualità per natura.

Alginoplast e xantalgin sono caratterizzati da un'elevata precisione dei dettagli, elasticità e resistenza alla trazione e da un'alta compatibilità con il gesso.

La miscelazione è facile e molto comoda ed essendo privi di polvere risulta quindi pulita.

Come base per i nostri materiali d'impronta in alginato abbiamo scelto alghe di alta qualità provenienti da aree di coltivazione selezionate.

Questi alginati hanno una lunga durata, senza l'utilizzo di conservanti.

Poiché non includono materiali chimici per la disinfezione risultano delicati sulla pelle e sulle gengive.

Inoltre, l'aroma alla menta piperita rende il trattamento più piacevole per il paziente.

Alginoplast e xantalgin soddisfano in modo ottimale tutte le vostre esigenze di materiali da impronta moderni adatti per impronte anatomiche

La salute orale nelle migliori mani.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

xantalgin® e Alginoplast®

Alginati dalla materia prima della natura.

Alginoplast®

- La sua consistenza forte e rigida è ideale per i dentisti che preferiscono un alginato solido con elevata stabilità.
- La versione Fast Set fa risparmiare tempo ed è conveniente.


xantalgin® Select

- La sua consistenza cremosa è particolarmente indicata per i pazienti sensibili.
- Grazie all'elevata resistenza alla trazione ed elasticità, le impronte possono essere rimosse senza problemi anche sopra i sottosquadri.
- La versione Fast set consente di risparmiare tempo ed è conveniente.

xantalgin® Crono

Per i momenti che contano.

- Il cambiamento di colore indica la fase all'interno della reazione di indurimento.
- Grazie al meccanismo di reazione ottimizzato di xantalgin Crono, le impronte possono essere colate fino a un massimo di 5 giorni.



	xantalgin Crono	xantalgin Select Fast Set	Alginoplast Fast Set	
Consistenza	Cremoso	Cremoso	Rigido	
Tempo lavorazione	1:15 min.	1:00 min.	1:00 min.	
Tempo presa intraorale	1:00 min.	1:00 min.	1:00 min.	
Tempo di presa totale	2:15 min.	2:00 min.	2:00 min.	
Dosaggio (polvere: acqua)	23 g : 50ml	21 g : 50ml	23 g : 50ml	
Gusto	Menta	Menta	Menta	
Economy Pack: 1 x (20 x 500 g buste)				
Art.-Codice	6609 6904	6609 6902	6609 6905	

Tab. 1: Differenti tipo di alginato

Il test è conforme con ISO 1563

