


Affronta il canale con sicurezza

wave • one[®]
GOLD



+
WE
KNOW
ENDO.


La **semplicità** di **WAVEONE®** ed i nuovi vantaggi **GOLD**

wave • one®
GOLD

1 Maggiore resistenza alla fatica ciclica

- Lo strumento WAVEONE® **GOLD** Primary resiste alla fatica ciclica il 50% in più rispetto allo strumento WAVEONE® Primary
- L'effetto avvitamento è ridotto rispetto ai sistemi rotanti standard


Resistenza alla fatica ciclica



2 Adatto a una gamma maggiore di morfologie canalari

- Maggiore flessibilità dello strumento grazie alla tecnologia GOLD
- Gamma ampliata: Small, Primary, Medium, Large


Flessibilità



3 Tempi di sagomatura più brevi

- Efficienza di taglio di livello superiore
- Un solo strumento per trattamento con conseguente risparmio di tempo per la sagomatura canalare e per l'irrigazione

Tempo di lavoro per la sagomatura



Realizzato con l'innovativa tecnologia reciprocante

Per la realizzazione di **wave•one[®]** GOLD, DENTSPLY MAILLEFER si è avvalsa della collaborazione dei più stimati endodontisti

La testimonianza del team di progettazione


D^r C. Ruddle, D^r J. Webber, D^r W. Pertot, D^r S. Kuttler

La sagomatura dei canali non è mai stata così semplice

Fin dalla sua presentazione nel 2011, WAVEONE[®] di Dentsply Maillefer ha imposto nuovi standard nella sagomatura canalare radicolare. I dentisti e gli endodontisti di tutto il mondo hanno manifestato il loro apprezzamento per la semplicità d'uso di WAVEONE[®] che permette di assicurare ai pazienti trattamenti endodontici di qualità.

Abbiamo lavorato insieme su un nuovo ed entusiasmante progetto WAVEONE[®] per offrirvi WAVEONE[®] **GOLD**.

WAVEONE[®] **GOLD** introduce nella procedura endodontica una tecnica per la sagomatura canalare eseguita con un solo strumento avanzato dal punto di vista metallurgico. Inoltre, abbiamo ottimizzato i diametri della punta, le conicità e la sezione a croce per realizzare uno strumento che davvero migliora la sicurezza, l'efficienza e la flessibilità della preparazione canalare. WAVEONE[®] **GOLD** eleva la semplicità ed il successo del trattamento ad un livello superiore.



Courtesy of Dr. J. Webber



Guarda il video su





La semplicità per un sicuro successo

La maggior parte dei canali radicolari può essere sagomata con il solo strumento **wave•one[®] Primary** GOLD

pro•glider[®]

Preparazione
del Glide
path



Pronto all'uso + Monouso




Il duplice obiettivo dei clinici è quello di ridurre i costi del trattamento, migliorando nel contempo la sicurezza e l'efficienza. Ecco perché gli strumenti WAVEONE[®] **GOLD** sono disponibili in blister sterilizzati con indubbi vantaggi:

- Semplicità, grazie al confezionamento sterile e pronto all'uso
- Maggiore sicurezza, grazie all'uso di strumenti con il massimo potenziale di resistenza alla fatica ciclica
- Rischio ridotto di contaminazione crociata, che si può verificare quando si riutilizzano gli strumenti
- Massima efficienza di taglio

Una soluzione completa

Con wave•one[®]_{GOLD}, Dentsply Maillefer offre una soluzione di trattamento globale e ottimizza la predicibilità del successo



Codici Prodotto

wave•one[®]
GOLD



Strumenti WAVEONE[®] GOLD



Strumenti reciprocanti **small**
3x small (020 07) - 21mm - A 0753 221 G0S 03
3x small (020 07) - 25mm - A 0753 225 G0S 03
3x small (020 07) - 31mm - A 0753 231 G0S 03
6x small (020 07) - 21mm - A 0756 221 G0S 03
6x small (020 07) - 25mm - A 0756 225 G0S 03
6x small (020 07) - 31mm - A 0756 231 G0S 03



Strumenti reciprocanti **primary**
3x small (025 07) - 21mm - A 0753 221 G0P 03
3x small (025 07) - 25mm - A 0753 225 G0P 03
3x small (025 07) - 31mm - A 0753 231 G0P 03
6x small (025 07) - 21mm - A 0756 221 G0P 03
6x small (025 07) - 25mm - A 0756 225 G0P 03
6x small (025 07) - 31mm - A 0756 231 G0P 03



Strumenti reciprocanti **medium**
3x small (035 06) - 21mm - A 0753 221 G0M 03
3x small (035 06) - 25mm - A 0753 225 G0M 03
3x small (035 06) - 31mm - A 0753 231 G0M 03
6x small (035 06) - 21mm - A 0756 221 G0M 03
6x small (035 06) - 25mm - A 0756 225 G0M 03
6x small (035 06) - 31mm - A 0756 231 G0M 03



Strumenti reciprocanti **large**
3x small (045 05) - 21mm - A 0753 221 G0L 03
3x small (045 05) - 25mm - A 0753 225 G0L 03
3x small (045 05) - 31mm - A 0753 231 G0L 03
6x small (045 05) - 21mm - A 0756 221 G0L 03
6x small (045 05) - 25mm - A 0756 225 G0L 03
6x small (045 05) - 31mm - A 0756 231 G0L 03

Assortimento di strumenti reciprocanti
1x small/primary/medium/large - 21mm
 A 0754 221 G9A 03
1x small/primary/medium/large - 25mm
 A 0754 225 G9A 03
1x small/primary/medium/large - 31mm
 A 0754 231 G9A 03

Motors



X-SMART IQ™ Motor - A1054
 X-SMART® Plus Motor - A1032

Fornetto THERMAPREP[®] 2



A 0176 230 002 00 - EU (230V)
 A 0176 230 002 33 - UK (230V)
 A 0176 115 002 00 - (115V)

Punte di carta WAVEONE[®] GOLD



Box da 180 punte di carta sterili
small - A 175W 000 00S 03
primary - A 175W 000 00P 03
medium - A 175W 000 00M 03
large - A 175W 000 00L 03

WAVEONE[®] GOLD Gutta percha points



Box da 60 punte di gutta percha a conicità variabile
small - A 175X 000 00S 00
primary - A 175X 000 00P 00
medium - A 175X 000 00M 00
large - A 175X 000 00L 00

THERMAFIL[®] per WAVEONE[®] GOLD



Blister da 6 otturatori
small otturatori - A 1750 B00 00S 00
primary otturatori - A 1750 B00 00P 00
medium otturatori - A 1750 B00 00M 00
large otturatori - A 1750 B00 00L 00

Box da 30 otturatori (5 blister)

small otturatori - A 1750 P00 00S 00
primary otturatori - A 1750 P00 00P 00
medium otturatori - A 1750 P00 00M 00
large otturatori - A 1750 P00 00L 00

Kit



A10541 X-SMART IQ™ Starter Kit:
 1 Motore con contrangolo
 1 Conf. da 15 WAVEONE GOLD Primary
 1 Conf. da 16 WAVEONE GOLD assortiti
 1 Blister da 3 PROGLIDER
 1 Custodia per iPad

A10358 X-SMART[®] Plus Starter Kit:
 1 Motore con contrangolo
 1 Conf. da 15 WAVEONE GOLD Primary
 1 Conf. da 16 WAVEONE GOLD assortiti
 1 Blister da 3 PROGLIDER