



Ceram.x Spectra™ ST Effects

Composito estetico per restauri anteriori complessi.



Ceram.x Spectra™ ST

Composito universale per la maggior parte dei casi clinici.

Estetica efficiente
grazie alla linea di compositi
Ceram.x Spectra™ ST.



Ceram.x Spectra™ ST flow

Composito fluido estetico, versatile ed efficiente.

La nostra esperienza decennale
nell'innovazione dei materiali compositi
ci permette di capire quello che interessa
di più ai dentisti.



Lavorabilità



Estetica




Durata del restauro

Tecnologia di riempitivi **SphereTEC®**

Ingrandimento di una particella di riempimento SphereTEC® del diametro di 15 micron

La linea di compositi Ceram.x Spectra™ ST grazie alla tecnologia di riempitivi SphereTEC® eccelle in ciò che conta di più per il clinico.

La tecnologia di riempitivi SphereTEC® alla base dei compositi Ceram.x Spectra™ ST garantisce prestazioni eccellenti grazie alla distribuzione di particelle di dimensioni differenti e alla microstruttura superficiale che conferiscono al composito dei vantaggi riconosciuti dai dentisti.



Eccellente lavorabilità

La grande maneggevolezza rende il lavoro più efficiente. La forma e la dimensione dei riempitivi SphereTEC® creano un effetto “cuscinetto a sfera” che assicura una scolpibilità e un adattamento eccellente. La struttura micro-granulare delle sfere SphereTEC® consente di legare più resina libera rispetto ai comuni riempitivi evitando l'appiccicosità del materiale agli strumenti di lavoro.


SFERICI



Estetica semplificata

Risultati estetici naturali raggiunti con facilità estrema. I riempitivi SphereTEC® vengono realizzati con un sistema esclusivo che bilancia opacità, traslucenza, assorbimento e dispersione della luce, per un effetto camaleontico eccellente. La loro microstruttura consente una lucidatura veloce per risultati di lucentezza eccezionali.

MICRODIMENSIONATI



Lunga durata

Risultati del restauro duraturi nel tempo generano profitto e ottima reputazione. L'elevata densità di particelle del nostro riempitivo, abbinata alla perfetta unione micromeccanica con la resina che le contiene, conferisce al materiale eccezionali caratteristiche di resistenza e durata. Inoltre, la struttura del riempitivo pre-polimerizzato assicura una elevata resistenza alle macchie.

SUPERSTRUTTURE

Semplifica i tuoi restauri con la famiglia di composi

Per la maggior parte dei casi clinici.



Ceram.x Spectra™ ST Composito universale

Lavorabilità eccezionale e consistenza diversa (LV e HV). Cinque tinte CLOUD universali in grado di coprire tutti i colori della scala VITA®¹



Semplificare i casi co



Ceram.x Spectra™ Composito estetico

2 tinte dentina e 1 ton
sulle 5 tinte CLOUD di
(HV e LV), per ottener



ti Ceram.x Spectra™ ST con tecnologia SphereTEC®

omplessi sugli anteriori.



Ceram.x Spectra™ ST Effects

alità smalto da stratificare
Ceram.x Spectra™ ST
e risultati estetici superiori.



Il flow versatile, estetico ed efficiente.



Ceram.x Spectra™ ST flow

Composito fluido estetico, versatile ed efficiente.

Versatile grazie alla facile gestione della sua fluidità controllata, presenta lo stesso sistema cromatico semplificato del composito universale Ceram.x Spectra™ ST HV e LV.



La lavorabilità che preferisci

Composito universale in due consistenze

Grazie alla tecnologia di riempitivi SphereTEC®, il composito Ceram.x Spectra™ ST offre una maneggevolezza ottimizzata in due diverse consistenze, alta (HV) e bassa (LV) viscosità, per assecondare le preferenze di ogni clinico e la tecnica di restauro adottata: più compatta e scolpibile oppure più morbida e plastica.

- **Non si attacca alla spatola**
- **Si adatta facilmente ad ogni cavità**
- **Facile da scolpire o modellare**
- **Non collassa**



74%

dei dentisti non è soddisfatto della lavorabilità dei compositi in termini di adattabilità e appiccicosità.^{2,2}



Composito fluido maneggevole e versatile

Grazie all'esclusiva tecnologia SphereTEC®, il composito fluido Ceram.x Spectra™ ST offre una maggiore estetica e durata rispetto ai compositi fluidi tradizionali.

- **Gestione della fluidità controllata**
- **Eccellente adattamento alla cavità**
- **Rimane dove posizionato sino a quando il clinico ne attiva la fluidità utilizzando la spatola manuale**



66%

dei dentisti utilizza un composito fluido tradizionale per le V Classi. Un restauro di V Classe su 4 è sugli anteriori.³

Estetica semplificata


Tinte universali CLOUD per la maggior parte dei casi clinici

Le particelle dei riempitivi SphereTEC® abbinate alla loro resina garantiscono un eccellente effetto camaleontico e una corrispondenza cromatica semplificata. Una unica tinta universale CLOUD è quello che vi servirà nella maggior parte dei restauri.

- 5 tinte CLOUD universali coprono l'intera scala VITA®¹
- Corrispondenza cromatica affidabile e perfetta con i denti adiacenti
- Risparmio di costi e spazio in studio
- Tinta Bleach White per il restauro di denti sbiancati

88%

dei dentisti ha nel proprio studio più di cinque colori della scala VITA®^{1,4}




2 tinte dentina e 1 tonalità smalto per i casi anteriori complessi

Per i casi anteriori esteticamente impegnativi, Ceram.x Spectra™ ST Effects si abbina facilmente alle 5 tinte CLOUD universali di Ceram.x Spectra™ ST (HV e LV) con tecnica di stratificazione semplificata.

- Due tinte dentina con maggiore opacità
- Una tonalità smalto per un bordo incisale altamente traslucido
- Una tecnica semplice per risultati più estetici

Oltre **1/3**

dei clinici considera la corrispondenza cromatica la sfida principale soprattutto nei restauri di IV Classe.⁵



4. Aegis communications 2016 direct restorative survey (n=107).

5. 2018 The Key Group, Inc.

Confezionamenti

Ceram.x Spectra™ ST

Composito universale

ALTA VISCOSITÀ (HV)

Kit Introduttivo in Compule® (HV) 607.01.570N

24 Compule® HV tinte varie - (0.25 gr cad.)
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1 Estrusore per Compule®
Etichetta i-shade

Kit Introduttivo in siringhe (HV) 607.01.550N

5 siringhe HV tinte varie - (3 gr cad.)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
Etichetta i-shade
1 miniflacone di adesivo Prime&Bond Active™ (2.5 ml)
Accessori

Ricambi (HV)

Tinte
A1 (= tinte VITA® A1; B1; C1)
A2 (= tinte VITA® A2; B2; D2)
A3 (= tinte VITA® A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= tinte VITA® A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= tinte VITA® A4; C4)
BW (Bleach White)

Compule®

(16 x 0.25 gr)
607.01.571N
607.01.572N
607.01.573N
607.01.575N
607.01.574N
607.01.576N

Siringhe

(1 x 3 gr)
607.01.551N
607.01.552N
607.01.553N
607.01.555N
607.01.554N

Ricambi Eco (HV)

Tinte
A2 (= VITA® A2; B2; D2)
A3 (= VITA® A3; C2; D3; D4)

Compule®

(52 x 0.25 gr)
607.01.582N
607.01.583N

BASSA VISCOSITÀ (LV)

Kit Introduttivo in Compule® (LV) 607.01.690

24 Compule® LV tinte varie - (0.25 gr cad.)
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
Estrusore per Compule®
Etichetta i-shade

Kit Introduttivo in siringhe (LV) 607.01.680

5 Siringhe LV (blu) tinte varie - (3 gr cad.)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
Etichetta i-shade
1 miniflacone di adesivo Prime&Bond Active™ (2.5 ml)
Accessori

Ricambi (LV)

Tinte
A1 (= tinte VITA® A1; B1; C1)
A2 (= tinte VITA® A2; B2; D2)
A3 (= tinte VITA® A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= tinte VITA® A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= tinte VITA® A4; C4)
BW (Bleach White)

Compule®

(16 x 0.25 gr)
607.01.691
607.01.692
607.01.693
607.01.695
607.01.694
607.01.696

Siringhe

(1 x 3 gr)
607.01.681
607.01.682
607.01.683
607.01.685
607.01.684

ECO Ricambi (LV)

Tinte
A2 (= tinte VITA® A2; B2; D2)
A3 (= tinte VITA® A3; C2; D3; D4)

Compule®

(52 x 0.25 gr)
607.01.672
607.01.673

Estrusore per Compule® 606.65.900

1 Estrusore per Compule®

Ceram.x Spectra™ ST Effects

Composito estetico

Kit Introduttivo in Compule® 607.01.710

24 Compule® HV tinte varie - (0.25 gr cad.)
(12 x D1; 8 x D3; 4 x E1)
Guida tecnica illustrata
Etichetta i-shade

Ricambi (HV)

Tinte
D1 (utilizzare in combinazione
con le tinte universali A1; A2)
D3 (utilizzare in combinazione
con le tinte universali A3; A3.5; A4)
E1 (utilizzare in combinazione con
le tinte universali A1; A2; A3; A3.5; A4)

Compule®

(16 x 0.25 gr)
607.01.718
607.01.719
607.01.717

Siringhe

(1 x 3 gr)
607.01.708
607.01.709
607.01.707

Ceram.x Spectra™ ST flow

Composito fluido

Kit Introduttivo in Compule® 607.01.800

24 Compule® (0.25 gr cad.)
4 A1 (= tinte VITA® A1; B1; C1)
4 A2 (= tinte VITA® A2; B2; D2)
8 A3 (= tinte VITA® A3; C2; D3; D4)
4 A3.5 (= tinte VITA® A3.5; B3; B4; C3)
4 A4 (= tinte VITA® A4; C4)
Estrusore per Compule®
Etichetta i-shade

Kit Introduttivo in siringhe 607.01.820

5 siringhe (1.8 gr cad.)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
50 aghi applicatori
Etichetta i-shade

Ricambi

Tinte
A1 (= tinte VITA® A1; B1; C1)
A2 (= tinte VITA® A2; B2; D2)
A3 (= tinte VITA® A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= tinte VITA® A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= tinte VITA® A4; C4)
BW (Bleach White)
D1 (Dentina opaca)
D3 (Dentina opaca)
E1 (Smalto traslucido)

Compula®

(16 x 0.25 gr)
607.01.801
607.01.802
607.01.803
607.01.805
607.01.804
607.01.806
607.01.807
607.01.808
607.01.809

Siringhe

(2 x 1.8 gr + 25 aghi applicatori)
607.01.821
607.01.822
607.01.823
607.01.825
607.01.824
607.01.826
607.01.827
607.01.828
607.01.829

Aghi applicatori per siringhe

50 aghi applicatori

607.01.819

Per saperne di più visita il sito www.dentsplysirona.com