



Euronda[®]
Eurosteril

Euronda Eurosteril

Pro packaging solutions

Sicurezza, efficienza e facilità di utilizzo: i rotoli e le buste Euronda Eurosteril sono i complementi ideali del processo di sterilizzazione.

Prodotti in Italia con i migliori materiali e con processi all'avanguardia. Garantiscono una tenuta costante della sigillatura in fase di sterilizzazione, estrema facilità di apertura senza rilascio di fibre o lacerazione e il corretto mantenimento della sterilità.

Dotati di indicatori chimici che segnalano a colpo d'occhio l'avvenuta sterilizzazione.

Mantengono la sterilità fino a sei mesi in condizioni di stoccaggio idonee e previa validazione del processo di sterilizzazione e di sigillatura.



Classificazione

Dispositivi Medici
Classe I



Varianti

Rotoli di sterilizzazione
piatti e a soffietto
Buste di sterilizzazione
termosaldabili e
autosigillanti

Rotoli di sterilizzazione



Rotoli di sterilizzazione realizzati in carta medicale ad elevata grammatura (60 g/m²) e un doppio strato di film in polietilene/polipropilene, in conformità al regolamento MDR (EU) 2017/745 e alla norma EN 868-5.

Gli indicatori chimici colorati segnalano a colpo d'occhio l'avvenuta sterilizzazione. Le operazioni di taglio e sigillatura vengono standardizzate e semplificate grazie all'indicazione dei centimetri sul rotolo.

Disponibili in due versioni:

- piatti, disponibili in diverse dimensioni;
 - a soffietto, ideali per confezionare al meglio oggetti e strumenti di grandi dimensioni.
- Disponibili in tre diversi formati.

Mix prodotto disponibile

- Mix Eurosteril: contiene due rotoli da 5 cm, due rotoli da 7,5 cm, 1 rotolo da 10 cm.



Classificazione

Dispositivo Medico
Classe I



Confezionamento

Rotoli piatti:

5 cm x 200 m (8 pz)
7,5 cm x 200 m (5 pz)
10 cm x 200 m (4 pz)
15 cm x 200 m (2 pz)
20 cm x 200 m (2 pz)
25 cm x 200 m (1 pz)
30 cm x 200 m (1 pz)
40 cm x 200 m (1 pz)

Rotoli a soffietto:

20 cm x 5 x 100 m (2 pz)
25 cm x 5 x 100 m (1 pz)
25 cm x 6,5 x 100 m (1 pz)



Duraturi

Mantengono la sterilità fino a sei mesi in condizioni di stoccaggio idonee e previa validazione del processo di sterilizzazione e di sigillatura.



Sicuri

Ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilascio di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico.



Efficienti

Le utili guide centimetrare, poste ai lati dei rotoli, semplificano e standardizzano il lavoro quotidiano dell'operatore, evitando errori, sprechi di materiale e di tempo.