



Il futuro del
controllo
dell' occlusione



OccluSense®

Il dispositivo portatile OccluSense® è un dispositivo alimentato a batteria che utilizza la vostra rete wireless per trasmettere i dati registrati e trasmetterli all' OccluSense®-iPad-App.

Caricabatteria induttiva per ricarica senza fili. Le batterie cariche completamente, consentono l' utilizzo del dispositivo fino di 4 ore.




Il set OccluSense® contiene i seguenti componenti e parti:
OccluSense® dispositivo portatile, caricabatteria induttiva, 1 pacchetto con 25 sensori OccluSense® BK 5025, sensore di prova OccluSense®, 3 batterie NiMH AAA, 1 cacciavite IP 6 e il manuale.
OccluSense® set in valigetta blu REF BK 5000




OccluSense® sensore di pressione elettronico

- 60 µ sottile
- flessibile
- rivestito con colore



Sensori OccluSense® 25 pezzi **REF** BK 5025
Sensori OccluSense® XL 25 pezzi **REF** BK 5035



I sensori di pressione innovativi OccluSense® consentono il rilevamento delle condizioni di pressione occlusale in 256 livelli di pressione. Il materiale sottile e flessibile consente la registrazione dell'occlusione sia statica che dinamica. Inoltre, lo strato di colore rosso segna i contatti occlusali sui denti del paziente.

Il set OccluSense® contiene un pacchetto di 25 sensori (BK 5025).

L' utilizzo come carta di articolazione.
Registrazione delle condizioni
di pressione.

Utilizzare OccluSense® come tester per
occlusione tradizionale. I rapporti di pressione
occlusione statici e dinamici vengono registrati
e memorizzati nell'app per iPad OccluSense®.



Il sensore OccluSense® con
rivestimento colorato segna
la superficie oclusale.



Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • info@bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • info@bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • info@bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • info@bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • vendas@bauschbrasil.com.br

Bausch e Occlusense® sono marchi commerciali di Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, società registrata nell'Unione Europea e in altri paesi. Apple, Mac, iPad, iPad Air, iPad mini, AirPods, iTunes sono marchi commerciali di Apple Inc., società registrata negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.