

Consiglio clinico:

Matrici verdi morbide: si utilizzano quando non c'è il contatto con il dente adiacente (contatto rotto). Questo consente una migliore rifinitura e lucidatura del restauro.

Matrici grigie standard: si utilizzano quando c'è ancora un contatto con il dente adiacente. Sono più rigide

Matrici ottimizzate con rivestimento antiaderente



SMT200D10-M

Universali
per tutti i tipi di restauri



SMT400D10-M

Le matrici «Right-Curve» facilitano
il punto di contatto più basso ed un miglior isolamento
Eccellenti per qualsiasi tipo di restauro



SMT050D10-M

Uso pediatrico,
per denti corti e decidui



SMT300D10-M

Subgengivali
per restauri profondi

Spessore 0,038 mm

Matrici ottimizzate con rivestimento antiaderente



SMT200H10-M



SMT400H10-M



SMT050H10-M



SMT300H10-M

**PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
TELEFONICAMENTE O VIA MAIL
OPPURE VISITA www.garrisondental.com**