

Confortevole ed efficiente

OptraGate[®] 2

Retrattore di labbra e guance
privo di lattice

L'originale
ottimizzato



Per un maggiore comfort nella pratica quotidiana

OptraGate® 2 è un retrattore per labbra e guance privo di lattice che supporta al meglio il tuo flusso di lavoro quotidiano. OptraGate® 2 consente un ampio accesso al campo di trattamento, offrendo un isolamento relativo semplice ed efficace.

L'utilizzo di questo retrattore per labbra e guance permette di rimanere maggiormente concentrati sul trattamento, migliorando qualità ed efficienza. Scopri come OptraGate 2 può aiutare il tuo paziente ad essere più rilassato, deglutire meno frequentemente e parlare meno. Il terzo anello migliora il comfort del paziente e lo aiuta a rimanere più rilassato nel mantenere la bocca aperta, anche durante lunghi trattamenti.

Estetica

Visibilità ottimizzata per le procedure di restaurativa estetica

Utilizzato con l'aspirasaliva, OptraGate 2 aiuta a mantenere pulita e asciutta l'area da trattare, riducendo il rischio di contaminazioni. Questo può migliorare le prestazioni di adesione dei materiali^[1]. In più, OptraGate 2 agevola il libero accesso al campo di trattamento, semplificando la modellazione estetica.

Qualità

Trattamento confortevole per risultati di alta qualità

La flessibilità e la consistenza del materiale assicurano il massimo comfort. OptraGate 2 aiuta i pazienti a mantenere la bocca aperta durante il trattamento. Il terzo anello migliora il comfort del paziente e consente di lavorare con maggiore concentrazione.

Efficienza

Lavoro mirato per processi di trattamento efficienti

OptraGate 2 permette all'operatore di focalizzarsi unicamente sul trattamento, perché non occorre ritrarre manualmente labbra e guance. Meno interruzioni consentono tempi di trattamento ridotti e maggior comfort per tutti i soggetti coinvolti.

Ogni secondo

un OptraGate® viene utilizzato nel mondo per un trattamento*.



Vantaggi in breve:

- ✓ Pazienti rilassati e trattamenti efficienti
- ✓ Campo di trattamento accessibile e pulito
- ✓ Posizionamento facile grazie alla flessibilità tridimensionale, al materiale morbido e al terzo anello
- ✓ Applicazioni versatili
- ✓ Privo di lattice

[1] Daudt, Eduardo, Guilherme Carpena Lopes, and Luiz Clovis Cardoso Vieira. "Does operator field isolation influence the performance of direct adhesive restorations?" Journal of Adhesive Dentistry 15:1 (2013).


* In base ai dati vendita Ivoclar, validi per OptraGate.

Maggiore comfort grazie al terzo anello

Il terzo anello aggiuntivo di OptraGate 2 riduce la tensione da pressione sulla mascella (cfr. frecce blu).

Ciò migliora il comfort del paziente e lo aiuta a rimanere più rilassato nel mantenere la bocca aperta durante il trattamento.

In più, il terzo anello facilita notevolmente l'accesso al cavo orale del paziente.



Suggerimenti per la scelta della misura corretta:

La scala di riferimento stampata sulla confezione può essere utilizzata come guida nella scelta della misura giusta. Determinare la distanza tra gli angoli della bocca seguendo il contorno delle labbra e utilizzando la scala di riferimento stampata sulla busta sigillata. Selezionare la misura corretta in base alle marcature.

Materiale flessibile – utilizzo flessibile

Confortevole, ben tollerato e flessibile – OptraGate 2 si dimostra efficace in molteplici situazioni cliniche, consentendo un **isolamento relativo** affidabile:

- ✓ Restaurativa diretta
- ✓ Odontoiatria digitale
- ✓ Ortodonzia
- ✓ Protesica
- ✓ Diagnostica
- ✓ Prevenzione
- ✓ Sbiancamento
- ✓ Odontoiatria pediatrica

Confezionamenti:

OptraGate® 2

757915WW	OptraGate 2 Assortment
757912WW	OptraGate 2 Regular Refill / 80
757914WW	OptraGate 2 Small Refill / 80

OptraGate – the original

577275WW	OptraGate Assortment
590850WW	OptraGate Regular Refill / 80
590851WW	OptraGate Small Refill / 80
591451WW	OptraGate Junior Refill / 80
669088WW	OptraGate Assortment Small, pink/blue
669089WW	OptraGate Assortment Junior, pink/blue

Guarda subito il tutorial!



Scopri come scegliere la misura corretta, come si posiziona e come controllare l'occlusione.



OptraDam Plus – per l'isolamento assoluto

OptraDam Plus è una diga di gomma tridimensionale con anelli in plastica flessibile e di forma anatomica. E' stata progettata per ottenere l'isolamento assoluto del campo operatorio grazie all'innovativa tecnica di isolamento tridimensionale.

Vantaggi in breve:

- ✓ Semplice posizionamento grazie alla presenza di anelli in plastica flessibile e all'assenza di arco metallico
- ✓ Migliora il comfort per il paziente perché non necessita di arco metallico
- ✓ Riduce la diffusione di aerosol nello studio odontoiatrico^[2]

[2] P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans, The efficacy of rubber dam isolation in reducing atmospheric bacterial contamination, ASDC Dent. Child, 1989, 56, 442-444.

Conosci già i nostri accessori per lo studio odontoiatrico?



OptraGloss®

Lucidatura a specchio di compositi
in un solo passaggio
www.ivoclar.com/optragloss

OptraSculpt®

Efficiente modellazione grazie all'effetto antiaderente
www.ivoclar.com/optrasculpt



Più informazioni sui
prodotti Ivoclar per lo
Studio:

ivoclar.com/direct-restoratives

Trattamento di restaurativa diretta per un'estetica efficiente

I nostri prodotti coordinati per il trattamento di restaurativa diretta consentono di realizzare con efficienza restauri estetici di alta qualità.



Isolamento

Trattamento confortevole ed efficiente con OptraGate 2



Adesione

Adesione efficiente con Adhese Universal VivaPen



Scelta del materiale

Tetric Line – la soluzione per tutte le cavità



Polimerizzazione

Prestazioni elevate con Bluephase PowerCure



Lucidatura

Superfici brillanti con OptraGloss



Prevenzione

Prevenzione efficace con Fluor Protector S