

myQuickmat Prime

nuovo!

be a
flamingo
in a flock
of pigeons



Vantaggi

sistema posteriore semplificato che riduce i tempi alla poltrona

elementi essenziali di restauro: un anello, un'estremità dell'anello con cunei integrati e una matrice anatomica (non è necessario un cuneo separato)

estremità cuneiformi autocentranti: guidano naturalmente l'inserimento, garantendo un'efficace separazione bilaterale dei denti adiacenti con un adattamento ottimale della matrice e un sigillo cervicale

stabilità dell'anello: impedisce all'anello di sfilarsi

la matrice bombata consente un posizionamento preciso del punto di contatto vicino all'equatore

nessun compromesso sull'efficienza o sulle prestazioni: il risultato è un restauro più semplice e naturale dell'anatomia prossimale



puoi
dire
addio
al cuneo



myTines
Prime
flamingo shaped
estremità
con cuneo
integrato

sistema
di matrici
sezionali



polydentia
swiss manufacture 



nuovo! myQuickmat Prime



puoi dire
addio al
cuneo

Testimonial



"Il myRing Prime è un concetto rivoluzionario che non solo semplifica il protocollo per i restauri posteriori di Classe II, ma rende anche l'intero processo più facile e veloce. Raggiungere la corretta curvatura del contatto prossimale è sempre stata una sfida per i restauri di Classe II, ma con la combinazione dei nuovi Quickmat Prime e myRing Prime, non è mai stato così facile e conveniente. In breve, una vera e propria svolta per i miei restauri di Classe II."

Dr. Javier Tapia,
Spagna



Caso clinico per gentile concessione
del Dr. Javier Tapia



per maggiori
informazioni



i rebbi modellano
la matrice in
modo molto
efficace sulle
pareti prossimali



flamingo shaped

myTines Prime

estremità cuneiformi
riutilizzabili e autoclavabili
per myRing Prime



CUNEI INTEGRATI BILATERALI

- autocentranti: guidano naturalmente l'inserimento
- separano efficacemente i denti adiacenti
- modellano la matrice sulle pareti cervicali
- evitano che l'anello si sfilii



myRing Prime

anello per matrice
sezionale in
acciaio inox

- anello piegato in modo da non interferire con i denti adiacenti



Quickmat Prime

matrici sezionali
anatomiche da cervicale
a occlusale

- posizione precisa del punto di contatto vicino all'equatore
- taglia unica per premolari e molari
- linguetta centrale superiore per un facile posizionamento
- rigido ma facile da brunire

matrici Quickmat Prime

- anatomia naturale curva
- punto di contatto vicino all'equatore



matrici sezionali tradizionali

- anatomia dei denti "dritti"
- punto di contatto alto



guarda
il video

myQuickmat Prime è un sistema di matrici sezionali progettato per semplificare l'intera procedura di restauro di Classe II e ridurre i tempi alla poltrona. La rimozione del cuneo come parte della procedura di restauro rende il sistema più semplice, veloce e intelligente rispetto ai tradizionali sistemi di matrici sezionali.

myQuickmat
Prime kit
REF 6890

- 2 pz. myRing Prime
- 10 paia myTines Prime
- 100 pz. Quickmat Prime matrici



ricariche



myRing Prime - REF 6891
2 pz. myRing Prime, 4 paia myTines Prime



myTines Prime - REF 6892
6 paia myTines Prime



Quickmat Prime - REF 6893
100 pz. matrici sezionali anatomiche

Distributore esclusivo per l'Italia

Ravelli

DENTAL PRODUCTS

Ravelli S.P.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese (MI)

Tel. 02.3357261
Fax 02.3357262
www.ravellispa.it