

Cavex GreenClean – istruzioni per l'uso

1. Introduzione

Cavex GreenClean è un prodotto per la rimozione di alginato o residui di gesso dai portaimpronta, spatole, pressa termica o altri strumenti.

Cavex GreenClean non è aggressivo, ma rompe la struttura dell'alginato o del gesso semplificando così la pulizia dei portaimpronta o delle portaimpronta, spatole o pressa termica.

Cavex GreenClean è di colore verde chiaro ed ha un piacevole aroma di limone.

Un kg di **Cavex GreenClean** è sufficiente per pulire almeno 500 portaimpronta.

2. Indicazioni

Usare **Cavex GreenClean** esclusivamente per rimuovere i residui di alginato o gesso dai portaimpronta, dalle spatole, dalle pressa termica o altri strumenti.

3. Uso

- Dissolvere 2 misurini di polvere (50 g) di **Cavex GreenClean** in ½ litro di acqua tiepida.
- Rimuovere il più possibile i residui di alginato o gesso dai portaimpronta, dalle spatole o pressa termica.
- Immergere i portaimpronta, le spatole o le pressa termica nella soluzione per 15-30 minuti.
- Rimuovere dalla soluzione i portaimpronta, le spatole o le pressa termica e spazzolare via ogni residuo rimasto. Risciacquare con acqua.

L'uso di acqua calda o vaschetta ad ultrasuoni accelerano l'effetto di **Cavex GreenClean**.

Può accadere di pulire e quindi di immergere nella stessa soluzione di **Cavex Green Clean** dei portaimpronta fatti da diversi materiali. Dopo qualche tempo su una o entrambe le superfici del metallo si forma uno strato nero. Questo strato di ossido è il risultato del differente potenziale tra i due metalli in una soluzione di elettroliti (effetto batteria). Questo fenomeno può avvenire anche con l'acqua corrente.

4. Conservazione

Il prodotto ha una validità di 3 anni se correttamente conservato in luogo asciutto. Tenere lontano dai raggi solari.

5. Sicurezza

Cavex GreenClean ha un pH neutro e non contiene alcuna componente tossica come previsto dalla direttiva 67/584/EEC per le sostanze pericolose.

Cavex GreenClean è biodegradabile e non necessita quindi pre-trattamento prima di essere smaltito.

Prodotto da Cavex Holland BV

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.