

# SR Vivodent® S PE | S DCL

Il dente esteticamente straordinario per elevate esigenze



*Semplicemente  
eccezionale!*

Caso clinico Sig. M.C., Liechtenstein, protesi totale sup./inf.

**Vuoi provare una bocca completa  
al 50% di sconto?**

**Rivolgiti al tuo agente Revello  
per accedere a questa imperdibile  
occasione.**

Dopo due anni di introduzione delle linee denti SR Vivodent S PE viene ad essere completata ed è disponibile la linea denti SR Vivodent S DCL in colorazione A-D e Bleach.

Per garantire un uso versatile, questo innovativo dente è stato interamente realizzato in materiale DCL altamente reticolato. Rispetto al materiale PMMA, la resistenza alla compressione è leggermente superiore, consentendo di prevedere una maggiore durata nel tempo. I denti presentano un'elevata luminosità grazie alla stratificazione individuale. Il colletto presenta un armonico passaggio verso la dentina.

Sia i denti anteriori che quelli posteriori sono realizzati in quattro strati. Grazie ad un moderno processo di produzione, si ottiene un effetto di totale copertura dello smalto. Di conseguenza non vi sono limiti all'estetica nei settori anteriori.

## SR Vivodent S DCL

### Il concetto delle forme

- Le forme denti sono identiche a quelle dei denti SR Vivodent S PE
- Sono disponibili le varianti small, medium e large
- Le forme sono suddivise in triangolari, ovali e quadrate

### Forme disponibili

- 16 forme superiori e 8 inferiori

Rispetto alle linee denti SR Vivodent S PE la nuova linea denti SR Vivodent DCL vede una estensione di linea comprendente una forma anteriore superiore (A68) e tre forme anteriori inferiori (A4, A7, A10)



## SR Orthotyp S DCL

- Caratteristiche del dente Typ del portafoglio denti posteriori Ivoclar Vivadent per il convenzionale concetto di montaggio di dente a due denti
- Le forme denti sono identiche a quelle dei denti SR Vivodent S PE

### Forme disponibili

- 4 forme superiori e 4 inferiori

### Caratteristiche

- Tessitura superficiale estetica adattata ai denti anteriori
- Lunghezza adattata fra canino e primo premolare per un aspetto più uniforme ed estetico (decorso armonico dell'area cervicale dal canino ai denti posteriori)
- Moderna produzione CAD/CAM per precisione funzionale e riproduzione molto dettagliata.

**Richiedi la scala colore S DCL in maniera gratuita!**

Visita il sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it) e compila l'apposito modulo di richiesta per riceverla gratuitamente.

## Scala colori SR Vivodent S DCL

La scala colori multifunzionale per ogni odontoiatra. La scala colori può essere utilizzata per la determinazione del colore dentale ma anche per determinare le dimensioni del dente e la linea di chiusura delle labbra, senza dover ricorrere ad altri strumenti.

