

TERAPIA ORIGINALE AIR-FLOW®
→ SOPRAGENGIVALE

APPLICAZIONI CLINICHE

MANIPOLI
AIR-FLOW®



POLVERE > Bicarbonato di sodio
AIR-FLOW® > Granulometria media ~65µm
CLASSIC > Disponibile in 6 gusti diversi

Flacone da 300 g

- RIMOZIONE DEL BIOFILM E FORTI PIGMENTAZIONI
- PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PRIMA DEI TRATTAMENTI DENTALI



POLVERE > Bicarbonato di sodio
AIR-FLOW® > Granulometria media ~40µm
CLASSIC
COMFORT

Flacone da 250 g

- RIMOZIONE DEL BIOFILM E FORTI PIGMENTAZIONI
 CON **OTTIMIZZAZIONE DEL COMFORT DEL PAZIENTE**
- PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PRIMA DEI TRATTAMENTI DENTALI



POLVERE > A base di glicina
AIR-FLOW® > Granulometria media ~65µm
SOFT

Flacone da 200 g

- RIMOZIONE DEL BIOFILM E PIGMENTAZIONI MEDIE/LIEVI
- LUCIDATURA DENTALE



AIR-FLOW®

→ SOTTOGENGIVALE E SOPRAGENGIVALE



POLVERE > A base di eritritolo
AIR-FLOW® > Granulometria media ~14µm
PLUS > Contiene clorexidina (0,3%)

Flacone da 100 g

- RIMOZIONE DEL BIOFILM E PIGMENTAZIONI MEDIE/LIEVI
 CON **OTTIMIZZAZIONE DEL COMFORT DEL PAZIENTE**
- LUCIDATURA DENTALE

- RIMOZIONE DEL BIOFILM DALLE TASCHE **FINO A 4MM**
 SU DENTI NATURALI E IMPIANTI
- RIMOZIONE DEL BIOFILM DALLE TASCHE PARODONTALI PROFONDE,
DA 4 A 10MM SU DENTI NATURALI E IMPIANTI



AIR-FLOW®
 AIR-FLOW® PLUS

→ SOTTOGENGIVALE



POLVERE > A base di glicina
AIR-FLOW® > Granulometria media ~25µm
PERIO

Flacone da 120 g

- RIMOZIONE DEL BIOFILM DALLE TASCHE **FINO A 4MM**
 SU DENTI NATURALI E IMPIANTI
- RIMOZIONE DEL BIOFILM DALLE TASCHE PARODONTALI PROFONDE,
DA 4 A 10MM SU DENTI NATURALI E IMPIANTI



PERIO-FLOW®
 AIR-FLOW® PERIO

NUOVA



NUOVA



"I FEEL GOOD"

EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

© EMS SA FA-510/IT Edition 04/2013

**COSA
PER
COSA**

POLVERI AIR-FLOW®

EMS 