

Supralcò Wipes flowpack

Salviette disinfettanti in base alcolica

DESCRIZIONE

DISPOSITIVO MEDICO

SUPRALCÒ WIPES FLOWPACK è costituito da un panno monouso (dimensioni 20x20 cm) imbevuto con 10 ml di soluzione per disinfettare dispositivi medici non invasivi. L'azione disinfettante rapida ed energica sulle superfici lo rende ideale in tutti i campi sanitari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Salviette imbevute di disinfettante in grado di liberare per ogni 100ml: benzalconio cloruro 0,04g; clorexidina digluconato 0,05g; didecil-dimetil ammonio cloruro 0,06g; alcool etilico 31,50g alcool isopropilico 31,0g; coformulanti, denaturanti e acqua depurata q.b. a 100g.



SPETTRO D'AZIONE	DILUIZIONE	TEMPO DI CONTATTO
- Virucida (HIV-HB-V-HCV, incluso Coronavirus SARS-CoV-2) - Battericida - Fungicida - Micobattericida	Soluzione pronta	30 secondi

FORMATI, CARTONAGGIO E CODICI

Flowpack 100 panni | 8 flowpack | FG013

Soft Safety Wipes barattolo

Salviette disinfettanti in base alcolica

DESCRIZIONE

DISPOSITIVO MEDICO

SOFT SAFETY WIPES barattolo contiene 80 panni monouso (dimensioni 14,5x20 cm) disinfettanti in TNT forellato imbevuto di una soluzione alcolica per disinfettare dispositivi medici non invasivi. Il liquido disinfettante viene omogeneamente rilasciato sulla superficie dal supporto in TNT. L'azione disinfettante rapida ed energica sulle superfici le rende ideali in tutti i campi sanitari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Panno in TNT imbevuto di disinfettante in grado di liberare per ogni 100ml: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio cloruro; 70 ml Alcol Etilico DS, coformulanti ed acqua q.b. a 100.



SPETTRO D'AZIONE	DILUIZIONE	TEMPO DI CONTATTO
- Virucida (HIV-HBV-HCV, incluso Coronavirus SARS-CoV-2) - Battericida - Fungicida - Micobattericida	Soluzione pronta	30 secondi

FORMATI, CARTONAGGIO E CODICI

80 panni | 10 barattoli | FM006